



FICHE TECHNIQUE

Modèle: <Ya c`7cbhfc` Analyseur d'hémacrite et d'hémoglobine

Détection rapide, simple et précise de l'hémoglobine et des hématocrites du sang total:

- deux tests en un
- résultats rapides en 25-60 secondes
- quantité de sang limitée 8 μ l
- écran tactile
- ne doit pas être calibré, autotest automatique
- mémoire: 4 000 résultats y compris date et heure
- contrôle des niveaux faible, normal et élevé de l'hémoglobine
- batterie rechargeable intégrée (100 heures)
- logiciel multilingue (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL)
- livré avec transformateur (pour recharger la batterie), cuvette de contrôle, kit de nettoyage, manuel en GB, manuel sur CD (GB, FR, IT, DE, ES, PT, PL, RU)

Spécifications techniques

- Écran LCD tactile et rétroéclairé
 - Méthode de mesure: photométrique, azide-méthémoglobine
 - Plage de mesure: 0-25,6 g/dL (0-15,9 mmol/L)
 - Mémoire: 4 000 résultats
 - Volume de l'échantillon: 8 μ l
 - Échantillon: sang veineux, artériel ou capillaire
 - Précision: <2%
 - Linéarité:
 - 0-20 g/dL \pm 0,3 g/dL
 - >20 g/dL \pm 0,7 g/dL
 - Calibré selon les normes: NCCLS
 - Dimensions: 160 x 160 x 68 mm
 - Poids: 700 g
 - Alimentation:
 - 110-250 V - 50/60 Hz;
 - batterie intégrée (env. 100 heures)
 - Manipulation facile en 3 étapes
- 1 -Prélever 8 μ l de sang
 - 2 - Introduire la microcuvette dans l'appareil
 - 3 -Résultats lisibles à l'écran en 25-60 sec



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

