



GLASSBEAD STERILIZER

Cod. MAXYSTERIL



Automatic thermostat, safety thermic fuse, double thermic fibre glass insulation, careful electric insulation, feeding cable with safety plug, insulating material externally protected by stainless steel plate, armoured resistance, air circulation on 5 sides, switch and warning lights with safety marks.

One removable nickel copper cup of easy replacement with holding edge to avoid leakages of quartz balls.

Three broght gauges (network, wait, work) have to control the conditions of the equipment.



TECHNICAL FEATURES

Power supply	220 V - 50 Hz
Max absorbed power	150 Watt
Exercise temperature	235 ° C
Dimensions	13x20x15 cm
Weight	2,5 kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com





STERILISATEUR à BILLE

Cod. MAXYSTERIL



Thermostat automatique, fusible de sécurité thermique, isolation thermique double en fibre de verre, isolation électrique sûre, câble d'alimentation avec prise de sécurité, matériel d'isolation protégée à l'externe par une plaque en acier inoxydable, résistance blindée, circulation de l'air sur 5 cotés, interrupteur et éclairage d'alerte avec marques de sécurité.

Une cuvette amovible en nickel-cuivre facile à remplacer avec bord de tenue pour éviter les fuites de billes de quartz.

Trois jauges lumineuses (réseau, attente, travail) contrôlent les conditions de l'équipement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220 V - 50 Hz
Puissance maxi absorbée	150 Watt
Température de travail	235 ° C
Dimensions	13x20x15 cm
Poids	2,5 kg

CE



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

