




ESP-300-S1

Pousse seringue



LIGNE INFUSION



ESP-300-S1

Pousse seringue

DOCKING STATION INFUSION DEVICES

- Conception compacte et légère.
- Support des seringues de 5, 10, 20, 30, 50 (60) ml
- Paramètres de pression d'occlusion réglables sur 8 niveaux
- Lumière supplémentaire pour un fonctionnement de nuit
- Mode Link pour pousse seringue 2 unités
- Interface USB pour le transfert de données
- Affichage en temps réel et 65000 enregistrements d'historique
- La poignée amovible peut transférer 4 pousse seringues empilables
- Détection anti-retour, système de surveillance à double CPU



Mode d'infusion	Mode de taux
	Mode de temps
	Mode de poids corporel
	Mode de librairie médicaments
	Mode d'infusion intermittent
	Mode de TIVA
	Mode Link pour pousse seringue 2 unités
Seringues applicables	Seringues stériles usage unique 5, 10, 20, 30, 50 (60) ml (seringue 2 ml en option)
Précision des seringues	± 2% après calibration correcte de la seringue
Taux d'infusion	Seringue 5 ml: 0.1 – 1500 ml/h
	Seringue 10 ml: 0.1 – 300 ml/h
	Seringue 20 ml: 0.1 – 600 ml/h
	Seringue 30 ml: 0.1 – 900 ml/h
	Seringue 50/60 ml: 0.1 – 1800 ml/h
Volume à infuser (VTBI)	0-9999.9 ml
Volume infusé	0-9999.9 ml
Taux KVO	0.1-5 ml/h, valeur de défaut 0.1 ml/h
Bolus (ml/h)	Seringue 5 ml: 100 – 150 ml/h
	Seringue 10 ml : 100 – 300 ml/h
	Seringue 20 ml: 100 – 600 ml/h
	Seringue 30 ml: 100 – 900 ml/h
	Seringue 50/60 ml: 100 – 1800 ml/h
Fonction spécifique	65000 enregistrements d'historique, possibilité de transmission à l'ordinateur
	Fonction empilable
	Volume d'alarme réglable
	Interface d'appel infirmière (en option)
	Station d'accueil (en option)



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

