



ES-HEM6200PLUS

Analyseur d'hématologie
Vétérinaire automatique 3-Diff



LABORATOIRE

Fonctionnalités

- **Écran tactile**
- **Différenciation en 3 parties de WBC**
- **21 paramètres + 3 histogrammes**
- **Débit : 60 échantillons par heure**

Paramètres

Débit	60 tests/heure		
Principe de mesure	Principe de Coulter; Détermination de l'hémoglobine par colorimétrie		
Paramètres	WBC, LY#, MID#, GR#, LY%, MID%, GR%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC		
Histogrammes	3 Histogrammes (y compris WBC, RBC, PLT)		
Espèce	12 espèces prédéfinies, y compris canine, féline, équine, bovine, murine, porcine, léporide 4 espèces optionnelles		
Échantillon de sang	Sang total, sang périphérique		
Volume de l'échantillonneur	10µl		
Capacité de stockage	Enregistrement automatique, plus de 200 000 résultats d'analyse disponibles		
Montrer	Écran tactile couleur de 10,4 po		
Mode de fonctionnement	Écran tactile, Clavier/souris		
Fonction intelligente de gestion des réactifs	Informations sur les réactifs et affichage résiduel		
Report	WBC≤1,5 % RBC≤1,0 %, HGB<1,0 %, PLT≤2 %		
Imprimante	Imprimante thermique (par défaut), disponible pour les imprimantes externes.		
Ports	1 * RS232, 1 * HDMI, 4 * USB, 1 * LAN		
Communication de données	LIS, HL7		
Connexion sans fil	Wifi, Bluetooth		
Performance	Paramètre	Plage de linéarité	Précision (CV%)
	WBC (109/L)	0.0-100.0	4.0
	RBC (1012/L)	0.00-10.00	2.0
	HGB(g/L)	0-300	2.0
	PLT (109/L)	0-1000	8.0
Option	Lecteur de codes-barres		
Environnement d'exploitation	Température 10-35 °C Humidité≤90%		
Alimentation	AC110 ~ 220V, 50/60 Hz		
Taille de l'emballage (mm)	666*555*600		
Poids brut (kg)	25		
Taille de l'emballage du réactif (mm)	380*275*255		
Poids brut du réactif (kg)	13		