



# FICHE TECHNIQUE

## Modèles: **Ligne BS/xDG**

## **Bains Marie**



- Cadre entièrement en acier inoxydable
- Capacité du réservoir de 8 - 15 - 28 - 36 et 45 litres, isolation thermique élevée
- Températures PID réglables électroniquement jusqu'à 99°C, précision  $\pm 0,1^\circ\text{C}$
- Affichage digital de la température et de la valeur de la température préréglée
- Système de vidange avec couvercle en acier inoxydable (en option pour le cod. *BS/1DG* et le cod. *BS/2DG*)
- Alimentation 220 V 50 Hz

### Optionnes :

- Couvercle en acier inoxydable
- Porte-tubes à essai de dimensions 28x14 cm, 50/60/78 places de diamètre 13 mm ou 17 mm
- Thermostat de sécurité
- Mélangeur d'eau pour l'homogénéisation de la température
- Thermomètre de verre externe
- ....

### Caractéristiques Techniques

Modèle	Dimensions intérieures	Dimensions totales	Poids	Capacité	Consommation
<b>BS/1DG</b>	30 x 16 x 16 cm	47 x 22 x 24H cm	5 kg	8 lt	500 W
<b>BS/2DG</b>	30 x 30 x 16 cm	53 x 38 x 26H cm	9 kg	15 lt	900 W
<b>BS/3DG</b>	30 x 45 x 16 cm	63 x 37 x 29H cm	10 kg	28 lt	1500 W
<b>BS/6DG</b>	30 x 90 x 16 cm	112 x 38 x 26H cm	17 kg	45 lt	2300 W



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

