



ESF2-2862/00

Table d'accouchement



MOBILIER MEDICAL

ESF2-2862/00

Table d'accouchement



Cod. ESF2-2862/00



En Option



En Option

Caractéristiques techniques:

- Matelas à 3 sections rembourrés de mousse à haute densité recouvert de simil cuir PU, hygiénique et durable.
- Structure en tube d'acier carré avec revêtement en époxy avec un traitement anti rouille.
- La section des jambes est monté sur des rails coulissants silencieux sous le siege.
- Réglage du dossier par crémaillère.
- Hauteur fix de 80 cm.
- Clameaux de fixation pour les appui-genoux anatomiques.
- Grand plateau coulissant en acier inoxydable placé sous le siège pour la collecte des liquides.
- La partie centrale (siège) à la position Trendelenburg pour un accouchement facile et confortable.
- Construction démontable et tres robuste.
- Tous les sections sont séparées et a étudiées avec distance de sécurité et bloc de sécurité pour éviter les blessures dues à une mauvaise utilisation ou d'une situation d'urgence.
- Charge de travail de sécurité 230 kg.
- Trendelenburg 0 – 15°
- Longueur 180 cm
- Largeur 80 cm
- Hauteur 80 cm



Accessoires inclus:

- Ensemble de matelas
- Appui-genoux
- Épaulière rembourrés
- Poignées de maintien
- Plateau en inox

Accessoires Optionnels:

- Roues
- Rails latéraux



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

