

CARRELLI RACCOGLITORI

I carrelli sono realizzati in tubo d'acciaio inox satinato AISI 304. La struttura garantisce solidità, funzionalità e l'accurato design li rende adatti a qualsiasi ambiente. I carrelli essendo in acciaio inox sono sterilizzabili, quindi igienicamente sicuri, caratteristica indispensabile in ambienti ospedalieri o protetti. Completati con 4 ruote girevoli Ø 80 mm., con paracolpi. Sacco in tessuto poliestere 100% robusto e resistente completi di laccio precucito per la chiusura, garantito 2000 lavaggi.

STORAGE CARTS

Carts are made of stainless steel glazed tube AISI 304. The structure guarantees solidity and functionality, and the accurate design makes them fit for any environment. Easykar carts are in stainless steel, and therefore can be sterilized to be safe from a sanitary viewpoint, which is an indispensable feature for hospitals or protected environments. Equipped with 4 Ø 80 mm. swivel casters, with bumpers. 100% polyester bags, strong and resistant, with pre-stitched closing lace, guaranteed for 2000 washing cycles.

CHARIOTS CONTENEURS

Les chariots sont réalisés en tube d'acier inox satiné AISI 304. La structure est synonyme de solidité et fonctionnalité, le design permettant de s'adapter à tout milieu. Les chariots Easykar en acier inox peuvent être stérilisés; cette sécurité au plan de l'hygiène est une caractéristique incontournable dans les milieux hospitaliers ou protégés. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 80 mm de Ø équipées de galets pare-chocs. Sacs en tissu 100% polyester robuste et résistant avec lacet de fermeture cousu au préalable; 2000 lavages garantis.

CARROS COLECTORES

Los carros son de tubo de acero satinado AISI 304. Su estructura garantiza solidez y funcionalidad. Su diseño esmerado los convierte en los carros ideales para todos los ambientes. Además, al ser de acero inoxidable, se pueden esterilizar y, por tanto, son seguros desde el punto de vista higiénico, requisito *sine qua non* en los hospitales y demás espacios protegidos. Constan de 4 ruedas giratorias, de 80 mm de diámetro, y de parachoques.

Sacos de tela de poliéster 100%, robusto y resistente, con cierre de lazo precosido. Garantizado, para 2000 lavados.

SKLADOVACÍ VOZÍK

Vozíky jsou vyrobeny z leštěné nerezové oceli AISI 304. Konstrukce zaručuje stabilitu a funkčnost a správný design je dělá prostorově nenáročným artiklem. Vozíky Easykar jsou vyrobeny z nerezové oceli a tudíž mohou být sterilizovány. Tím vyhovují přísným hygienickým normám, které vyžaduje nemocniční prostředí. Vozíky jsou opatřeny čtyřmi otočnými kolečky s nárazníky o průměru 80 mm. Silné a odolné 100% polyesterové pytle se stahovací tkaničkou se zárukou na 2000 pracích cyklů.



617102

POLYESTER BAG
NOT INCLUDED

MODEL	MISURE (mm) SIZE ENCOMBREMENT MEDIDAS ROZMĚRY	BAGS SACS SACOS SACCHI POČET PYTLŮ
617101	360 x 450 x 950 h.	1
617102	750 x 450 x 950 h.	2
617103	1100 x 450 x 950 h.	3
617104	1450 x 450 x 950 h.	4



POLYESTER BAG
NOT INCLUDED

617115

CARRELLO PER RIFIUTI

E' un carrello rifiuti innovativo! Un originale anello in gomma inserito su una lastra di acciaio inossidabile armonico mantiene in tensione il sacco in plastica e allo stesso tempo funge da apertura/chiusura. Apertura e chiusura sono comandate a pedale e non necessitano l'uso di mani. Il sacco rimane chiuso automaticamente quando non viene utilizzato. La rapidità di apertura / chiusura limita la fuoriuscita di cattivi odori. Capacità del sacco 70lt. Completo con 4 ruote da Ø 80 mm., di cui 2 girevoli e 2 con freno.

WASTE CONTAINERS

Is an innovative waste container! An original rubber ring mounted on a string stainless steel plate keeps the bag under tension and at the same time acts as opening and closing device. A pedal control manages the opening and closing, avoiding having to use hands. The bag remains automatically close when not in use. The rapid opening/closing limits the leakage of bad odors. Bag capacity 70lt. Equipped with 4 Ø 80 mm. wheels, of which 2 swivel and 2 with brake.

CHARIOTS POUR DÉCHETS

Chariot pour déchets innovant! Une bague originale en caoutchouc, placée sur une plaque en acier inoxydable harmonique, garde le sachet en plastique sous tension et fait fonction d'ouverture/fermeture. L'ouverture et la fermeture sont actionnées à l'aide d'une pédale pour éviter les interventions manuelles. En cas de non-utilisation, le sac est automatiquement fermé. La rapidité à laquelle se font l'ouverture et la fermeture évite le dégagement de mauvaises odeurs. Capacité du sac: 70 l. Equipés de 4 roues de 80 mm de Ø, dont deux pivotantes et 2 avec frein.

CARRO PORTARRESIDUOS

Es un carro portarresiduos de lo más innovador. Un original anillo de goma, que viene incorporado en un placa de acero inoxidable armónico, mantiene tensado el saco de plástico y, al mismo tiempo, permite abrirlo y cerrarlo. La abertura y el cierre se gobiernan por medio de un pedal y no requieren el uso de las manos. El saco permanece cerrado, cuando no se utiliza. Gracias al hecho de que se abre y cierra rápidamente, la salida de olores desagradables es limitada. Capacidad del saco: 70 litros. Posee 4 ruedas de 80 mm de diámetro. Dos de ellas son giratorias y dos están dotadas de freno.

VOZÍK NA ODPAD

Nová koncepce odpadových košů. Pytel je u lemu přichycen na gumový ovál s ocelovým plátem. V klidu, sevřený ovál stahuje pytel a při otevření mu dává tvar. Otevírání a zavírání se děje pomocí nášlapného pedálu, čímž odpadá nutnost kontaktu rukou s košem. Koš zůstává samovolně uzavřen a protože otevření a zavření je velice rychlé, odpadájí i problémy se zápachy. Pytle mají objem 70 litrů. Vozíky jsou opatřeny čtyřmi kolečky o průměru 80 mm, z nichž dvě jsou otočné a jsou vybaveny brzdami.

617115

Misure d'ingombro / Size / Encombrement / Medidas totales / Rozměry
330 x 600 x H 890 mm

617110

modello da parete / wall mounted model / modèle mural / modelo de pared
model s přichycením ke zdi

CARRELLI RACCOGLITORI

Il carrello aperto permette lo svolgimento contemporaneo della raccolta di biancheria sporca e distribuzione di biancheria pulita direttamente al letto del degente o dell'ospite. I coperchi incernierati sulla struttura sono costruiti in plastica ABS antiurto indeformabile; trattati antistaticamente. I colori diversi dei coperchi consentono e ampliano ulteriormente le possibilità di cernita della biancheria sporca. Disponibile anche nella versione con raccoglitori per rifiuti con apertura a pedale. Completo con 4 ruote girevoli da Ø 125 mm., di cui 2 con freno.

Misure d'ingombro mm.1050x650x1140 h

616084 struttura acciaio verniciato

616054 struttura acciaio inox

STORAGE CARTS

The open sided cart makes it possible to collect dirty laundry while distributing clean linen directly at the patient's or guest's bedside. The lids hinged on the structure are made in anti-shock non-deformable ABS plastics with antistatic treatment. The different lid colors lend a greater flexibility in managing the selection and sorting of laundry. Available also as waste container with pedal controlled opening. Equipped with 4 Ø 125 mm. swivel casters, of which 2 with brake. Size mm.1050x650x1140 h

616084 painted steel structure

616054 stainless steel structure

CHARIOTS CONTENEURS

Le chariot ouvert permet de procéder, en même temps, au ramassage de lingerie sale et à la distribution de linge propre sur le lit du patient ou de l'hôte. Les couvercles montés sur le bâti et fixés à l'aide de charnières sont réalisés en ABS anti-choc indéformable et caractérisés par un traitement antistatique. Les possibilités de tri du linge sale se multiplient grâce aux différentes couleurs des couvercles. Sont également disponibles dans la version avec récipients poubelles et ouverture à pédale. Ils sont montés sur 4 roues pivotantes de 125 mm de Ø, dont 2 avec frein.

Encombrement 1050 x 650 x H 1140 mm

616084 structure acier peint

616054 structure acier inox

CARROS PARA LA ROPA DE CAMA

El carro abierto permite realizar dos operaciones a la vez; a saber: retirar la ropa de cama sucia y distribuir la limpia, directamente en la cama del paciente o del huésped. Las tapas abisagradas, que coronan la estructura, son de plástico ABS antichoque indeformable y reciben un tratamiento antiestático. Los distintos colores de las tapas multiplican la posibilidad de clasificar cómodamente los distintos tipos de ropa sucia. También está disponible en la versión portarresiduos, con apertura a pedal. Consta de 4 ruedas giratorias de 125 mm de diámetro. Dos de ellas poseen freno.

Medidas totales (en mm):1050x650x1140 h

616084 estructura de acero pintado

616054 estructura de acero inoxidable

SKLADOVACÍ VOZÍK

Tyto z jedné strany otevřené vozíky umožňují sběr špinavého prádla zároveň s rozvozem čistého. Víka upevněná do pantů přímo na konstrukci jsou vyrobena z anti-shock nedeformovatelné ABS umělé hmoty s antistatickou úpravou. Různé barevné varianty vík umožňují přehledné rozřídění prádla. K dispozici je i model s odpadkovými koši s nášlapným uzavíráním. Vozíky jsou opatřeny čtyřmi kolečky o průměru 125 mm, z nichž dvě jsou otočné a jsou vybaveny brzdami.

616084 Kostra z lakované oceli

617110 Kostra z nerez oceli



616084

POLYESTER BAG
NOT INCLUDED



616054

POLYESTER BAG
NOT INCLUDED



616049

CONTAINER PORTA BIANCHERIA PULITA

Costruito interamente in acciaio inox AISI 304. Esecuzione robusta e resistente. Design particolarmente accurato, leggero e di facile manovrabilità. E' dotato di guarnizione antipolvere, chiusura a chiave. Un'innovativa apertura delle ante a 270° permette di avere un ingombro ridotto nelle operazioni di carico/scarico. Paraurti in gomma angolare antistriscio.

616049

Struttura acciaio inox. Misure d'ingombro mm.1050x700x1250 h
4 ruote Ø 150 mm. di cui 2 con freno indipendente e 1 direzionale

616143

Struttura in bilaminato. Misure d'ingombro mm.820x640x1150 h
4 ruote Ø 125 mm. di cui 2 con freno direzionale

STORAGE CONTAINERS FOR CLEAN SHEETS

Made entirely from stainless steel AISI 304. Sturdy and resistant structure. Particularly accurate design, light and easy to maneuver. It is equipped with anti-dust gasket, and key lock. An innovative 270° door opening accounts for a limited space occupation during loading and unloading. Bumper in anti-scrape angular rubber.

616049

Stainless steel structure. Size mm.1050x700x1250 h
4 Ø 150 mm. wheels of which 2 with independent brake and 1 with tracking brake

616143

Bilaminated structure. Size mm.820x640x1150 h
4 Ø 125 mm. wheels of which 2 with tracking brake

CONTENEURS PORTE-LINGE PROPRE

Entièrement réalisés en acier inox AISI 304. Exécution robuste et résistante. Design particulièrement soigné, légers et faciles à manoeuvrer. Ils sont équipés de joints anti-poussière et d'une clé de verrouillage. Un système d'ouverture novateur des portes à 270° se traduit par un encombrement réduit lors des opérations de chargement / déchargement. Pare-chocs en caoutchouc ne laissant aucune trace.

616049

Bâti acier inox. Encombrement 1050 x 700 x H 1250 mm
4 roues de 150 mm de Ø dont 2 avec frein indépendant et 1 directionnel

616143

Bâti en bilaminé. Encombrement 820 x 640 x H 1150 mm
4 roues de 125 mm de Ø dont 2 avec frein directionnel

CONTENEDOR DE ROPA DE CAMA LIMPIA

Este carro, de acero inoxidable AISI 304 cien por cien, destaca por su construcción robusta y resistente, al igual que por su diseño, particularmente esmerado. Es liviano y fácil de manejar. Posee guarniciones antipolvo y se cierra con llave. La innovadora apertura de las puertas a 270° permite realizar las operaciones de carga y descarga en un espacio mínimo. Parachoques de goma y esquinero antirrozcos.

616049

Estructura de acero inoxidable.
Medidas totales (en mm): 1050x700x1250 h
Posee 4 ruedas de 150 mm de diámetro. 2 de ellas, con freno independiente y 1 de dirección.

616143

Estructura de bilaminado. Medidas totales (en mm): 820x640x1150 h
Posee 4 ruedas de 125 mm de diámetro. 2 de ellas, con freno de dirección.

SKŘÍŇKY NA ČISTÉ PRÁDLO

Celá skříňka je vyrobena z nerezové oceli AISI 304. Pevná a odolná a zároveň lehká a snadno ovladatelná konstrukce. Skříňka je vybavena těsněním proti vniknutí prachu a uzamykatelnými dvířky. Šamotná dvířka je možno pomocí unikátní nové konstrukce otevřít až o 270° a zasunout tak podél bočních stran skříně, čímž lze snadno obejít ztížené prostorové podmínky při používání v nemocničních pokojích. Skříň také disponuje gumovými nárazníky odolnými proti poškrábání.

616049

Vyrobeno z nerez oceli. Rozměry 1050x700x1250 mm. Vozík je opatřen čtyřmi kolečky o průměru 150 mm z nichž dvě jsou vybaveny samostatnými brzdami a jedno kolečkovou brzdou.

616143

Vyrobeno z bilaminátu. Rozměry 820x640x1150 mm. Vozík je opatřen čtyřmi kolečky o průměru 150 mm z nichž dvě jsou vybaveny kolečkovými brzdami.



616143