




# ESK-Y8Y

Lit de réanimation



**MOBILIER MEDICAL**



## ESK-Y8Y Lit de réanimation Cinq fonctions

Double fonction d'auto-régression pour la plate-forme de lit

Position de lit super-basse 350mm

Plate-forme de lit PP, amovible et lavable

Conseil de pied de tête PP inséré, une étape de libération rapide avec brevet serrure sûre

Garde-corps de sécurité PP avec système de déverrouillage à deux étapes, conception de brevets

### Paramètres techniques:

► Taille externe (LxWxH): 2130x1050x (350-800)mm

► Plate-forme matelas: 1925x880mm

► Charge de travail sûre: 250kg

► Réglage du repos arrière: 0-75°(±10°)

► Réglage du genou: 0-35°(±10°)

► Inverse Trendelenburg: 0-16°

► Trendelenburg: 0-16°

► Indicateur d'angle pour le repos arrière et Trendelenburg

### Configuration technique:

► Moteur linéaire: 4pcs

► 5 » Roulettes latérales doubles, Système central de verrouillage: 4pcs

► Rail latéral Oasis en ABS surélevé: 1 ensemble

► Extrémités de lit Oasis en ABS avec verrouillage de sécurité: 1 ensemble

► Plate-forme de lit en PP, amovible & lavable: 9pcs

► Prise en plastique à l'intérieur pp garde-corps pour téléphone ou lunettes: 2pcs

► Indicateur d'angle de brevet pour le repos arrière et la position de Trendelenburg : 4pcs

► φ rouepare-chocs murale de 100mm : 4pcs

► Potence porte sérum: 1set

► Potence porte sérum Prevision: 4pcs

► Crochet de drainage: 2pcs

► Pédale centrale de verrouillage: 2pcs

► CPR manuel

► Bouchon de matelas ABS: 2pcs

### Fonctionnalités optionnelles (frais supplémentaires)

► CPR électrique

► Système de pesage

► Extension de lit 200mm

► Batterie de secours

► Panneau de contrôle des infirmières

► Bouton d'arrêt d'urgence

