



# TABLES DE MAYO HYDRAULIQUES



MOBILIER MEDICAL



# TABLES DE MAYO HYDRAULIQUES



## Cod. **ESF2-482/00**

- En acier inoxydable
- Hauteur réglable
- Piètement mobile avec roulettes
- Charge max.: 60 kg
- Roues pivotantes: 50mm
- Dimensions: 45 x 67,5 x 90/125 H. cm

## Cod. **ESF2-485/00**

- En acier inoxydable
- Hauteur réglable
- Piètement mobile avec roulettes
- Charge max.: 60 kg
- Roues pivotantes: 50mm
- Dimensions: 45 x 67,5 x 90/125 H. cm



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

