



ESF1-800/xx

Berceau Coque



ESF1-800/00 BERCEAU COQUE

Structure en acier chromé, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération.
Position TR/RTR. Monté sur roulettes Ø 60 mm.

ESF1-800/10 BERCEAU COQUE

Structure en acier inoxydable, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération.
Position TR/RTR. Monté sur roulettes Ø 60 mm.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

