



FOLDABLE WHEELCHAIR

FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Cod. GR 102



FOLDABLE WHEELCHAIR










Chrome plated tube frame. Seat and backrest in reinforced nylon.
Fixed armrest. Footrest foldable. Solid wheels.



FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Châssis en tube d'acier chromé. Siège et dossier en toile nylon, avec poche arrière.
Appuie-bras fixe, repose-pieds pliable. Roues pleines.



| DIMENSIONS | | |
|---|--|--|
|  cm 60 |  cm 20 |  cm 40 |
|  cm 46 |  cm 60 |  cm 51 |
|  cm 87 |  kg 100 |  kg 17,4 |



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com





FOLDABLE WHEELCHAIR

FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Cod. GR 951



FOLDABLE WHEELCHAIR

Constructed from epoxy-painted tubular steel. Seat and backrest in reinforced nylon with removable nylon pillow. Flip-up armrest. Footrest foldable and removable. Rear pneumatic wheels, front rubber foam wheels.












FAUTEUIL ROULANT PLIANT

Structure en tubes d'acier revêtement époxy. Siège et dossier en toile nylon, Avec poche arrière avec coussin amovible en nylon. Appuie-bras amovibles, repos pieds pliables et amovibles. Roues pneumatiques arrière, roues de caoutchouc mousse avant.



DIMENSIONS

| | | |
|---|--|--|
|  cm 60 |  cm 20 |  cm 40 |
|  cm 56 |  cm 71 |  cm 54 |
|  cm 94 |  kg 125 |  kg 22,6 |



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

