



# ESF5-31

## SUCTION PUMP AC/DC



### SUCTION PUMP AC/DC

Portable suction machine for minor surgery, professional use, with powerful piston motor. Ideal for home post-surgery treatment. ABS anti-shock case, light, easy to carry and keep clean. Supplied with 1 lt. jar sterilizable, with overflow valve. Complete with suction regulator, vacuum gauge. Filter disposable 05.0016 / Set of disposable tubes 05.00552 / Car plug connector.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions	450 x 150 x 280 (H) mm
Weight	4 kg
Power supply	12Vcc- 230V/50-60 Hz
Power consumption	18 VA
Suction power	33 l/min
Max vacuum	0,75 bar - 563 mmHg / -75 kPa
Battery duration	45 min

#### Code

Jar	230V - 50/60 Hz	110V - 60 Hz
1 x 1 L jars	ESF5-31/00	ESF5-31/01
1 x 2 L jars	ESF5-31/20	ESF5-31/21
2 x 1 L jars	ESF5-31/40	ESF5-31/41
2 x 2 L jars	ESF5-31/60	ESF5-31/61
1 x 1 & 1 x 2 L jars	ESF5-31/80	ESF5-31/81



#### OPTIONAL ACCESSORIES

<b>ESF5-0039</b>	Dimensions 30 x 19 x 25 h.cm Suction machine holder for ambulance
<b>ESF5-31/01</b>	Carrying case
<b>ESF5-30/xx/P</b>	Footswitch predisposition
<b>ESF5-30/xx/PF</b>	Footswitch predisposition and footswitch



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)





# ESF5-31

## ASPIRATEUR AC/DC



**Cod. ESF5-31/00**

### ASPIRATEUR AC/DC

Aspirateur pour chirurgie mineure, à usage professionnel avec moteur puissant à piston. Idéal pour traitements post-opératoires à domicile. Boîtier en ABS antichoc, léger et facile à nettoyer. Livré avec bocal stérilisable de 1 lt., avec soupape de trop-plein. Régulateur d'aspiration avec vacuomètre. Filtre usage unique, 05.0016 / Jeu de tuyaux usage unique 05.00552 / Cable de connexion

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	450 x 150 x 280 (H) mm
Poids	4 kg
Alimentation	12Vcc- 230V/50-60 Hz
Puissance absorbée	18 VA
Débit	33 l/min
Vide maximum	0,75 bar - 563 mmHg / -75 kPa
Autonomie de la batterie	45 min

Jar	Code	
	230V - 50/60 Hz	110V - 60 Hz
1 x 1 L bocal	ESF5-31/00	ESF5-31/01
1 x 2 L bocal	ESF5-31/20	ESF5-31/21
2 x 1 L bocal	ESF5-31/40	ESF5-31/41
2 x 2 L bocal	ESF5-31/60	ESF5-31/61
1 x 1 & 1 x 2 L bocal	ESF5-31/80	ESF5-31/81



**Cod. ESF5-31/20**



**Cod. ESF5-31/40**



**Cod. ESF5-31/60**



**Cod. ESF5-31/80**

#### ACCESSOIRES EN OPTION

ESF5-0039	Dimensions 30 x 19 x 25 h.cm Support porte-aspirateur pour ambulance
ESF5-31/01	Sac pour l'aspirateur
ESF5-30/xx/P	Prédisposition au pédale
ESF5-30/xx/PF	Prédisposition au pédale et pédale



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

