



# SLIT LAMP MICROSCOPE



Cod. **YZ5XI**

## Slit Lamp Microscope

### Characteristics:

- Galilean stereoscopic microscope provides the practitioners unsurpassed clarity and sharpness, and avoid double images.
- Five-step drum magnification.
- Optional accessories: Teaching Tube, CCD camera and Tonometer



### Specifications:

Microscope Type	Galilean stereoscope
Objective Magnification	Five steps drum magnifications
Eye Piece	12.5X
Magnifications (Filed of View)	6 x (Ø33mm) 10x(Ø22.5mm) 16x (Ø14mm) 25x (Ø8.8mm) 40x(Ø5.5mm)
Pupil Distance	55 mm~75 mm
Diopter Adjustment	-6D~ +6D
Slit Width	0mm ~ 14mm adjustable( slit is round when the slit width is 14mm)
Slit Height	1 mm ~ 14mm adjustable
Slit Angle	0 ° ~ 180 ° adjustable
Diameter of Light Spot	Ø14mm , Ø9mm , Ø5.5mm , Ø0 .3mm
Slit Inclination	No
Filter	Heat Absorption, Redfree, Cobalt Blue
Illumination Bulb	6V 20W Halogen Bulb
Input Voltage	AC220V±22V, AC110V±11 V
Electrical Safety Standard	Conform to Standard IEC601-1, Class I, Type B
Total Weight	23Kg
Packing Volume	720mm x 495mm x 480mm
Optional Accessories	Applanation Tonometer, Trihedron Lens, Gonioscope, Funduscope, Aspheric Lens, Teaching Tube



ESSE3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)





# MICROSCOPE LAMPE À FENTE



## Cod. YZ5XI

### Microscope lampe à fente

#### Caractéristiques:

- Microscope stéréoscopique galiléen qui permet aux praticiens une clarté et une netteté incomparable, en évitant la duplication des images.
- Cinq phases de grossissements du tambour.
- Accessoires en option: tube camera , caméra CCD et Tonomètre aplanation



#### Specifications:

Type de Microscope	stéréoscope galiléen
Grossissement Objectives	grossissements du tambour à cinq phases
Oculaires	12.5X
Grossissements (Champ de vision)	6 x (Ø33mm) 10x(Ø22.5mm) 16x (Ø14mm) 25x (Ø8.8mm) 40x(Ø5.5mm)
Distance de travail	55 mm~75 mm
Champ de réglage de la dioptrie	-6D~ +6D
Largeur de la fente	0mm ~ 14mm réglable ( la fente est ronde lorsque la larguer de la fente est de 14mm)
Hauteur de la fente	1 mm ~ 14mm réglable
Angle de la fente	0 ° ~ 180 ° réglable
Diamètre du spot lumineux	Ø14mm , Ø9mm , Ø5.5mm , Ø0.3mm
Inclinaison de la fente	No
Filtres	Absorption de la chaleur, Rouge ou bleu cobalt
Système d'illumination	Lampe halogène de 6V 20W
Tension d'entrée	AC220V±22V, AC110V±11 V
Norme de sécurité électrique	Conforme à la norme IEC601-1,Class I,Type B
Poids total	23Kg
Emballage	720mm x 495mm x 480mm
Accessoires en option	Tonomètre à aplanation, lentille Trièdre, gonioscope, Funduscope, Lentille Aspherique, Tube camera



ESSE3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

