



PORTABLE SUCTION UNITS

- Suction unit on mobile trolley, frame in stainless steel , antistatic wheels
- Power supply : centralised vacuum
- Autoclavable MAKROLON bottles capacity 2 lt
- Adjustable vacuum 0-1000 mbar
- Control manometer 0-1000 mbar
- Security trap
- Probe holder

Supplied with :

- Aspiration tube and probe
- STOP-VAC handle

Available in two versions :

- **AC-1** one bottle
dimensions 40 x 32 x 85 cm, weight 12 kg
- **AC-2** double bottle
dimensions 60 x 32 x 85 cm, weight 21 kg



ACP - PORTABLE FOOT SUCTION UNIT

- Autoclavable MAKROLON bottle , capacity 2 lt (optional 1 lt)
- Security vacuum trap
- Control manometer 0-750 mmHg
- Max vacuum 560 mbar
- Flow max 30 lt/min
- Dimensions 23 x 15 x 23 cm
- Weight 3,8 Kg

Supplied with aspiration tube and probe

ESMU



PORTABLE SUCTION UNIT ESMU

- Frame in stainless steel
- Electric motor maintenance free
- Autoclavable MAKROLON bottle, capac.1 lt
- Double security trap
- Control manometer 0-1000 mbar
- Max vacuum 700 mbar
- Adjustable vacuum 0 - 700 mbar
- Max flow 30 lt/min
- Dimensions 20 x 32 x 26 cm
- CEI 62/5 et IEC 601 norms

Supplied with :

- Aspiration tube and probe
- STOP-VAC handle

Available in three versions :

ESMU 220

Power supply 220 V 50 Hz , Weight 4 Kg

ESMU 220B

Power supply 12 V , Weight 3,6 kg.

ESMU 220T

Double power supply 220 V line and internal

DISTRIBUTED BY :



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14002 Castelnuovo D.B.(AT) – I
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com





ASPIRATEURS SUR VIDE CENTRAL CAC

- Aspirateurs sur chariot mobile en acier inoxydable
- Bouteille/s en MAKROLON de capacité 2 ou 4 lt
- réglage du vide 0-1000 mbar simple (R1) ou double R2)
- manomètre de contrôle 0-1000 mbar
- piège/s de sécurité
- porte sonde/s

Livré avec :

- tuyau/x et sonde/s d'aspiration
- manche/s STOP-VIDE

Disponibles en deux versions :

- **CAC-1** à une bouteille
dimensions 40x32x85 cm, poids 12 kg
- **CAC-2** à double bouteille
dimensions 60x32x85 cm, poids 21 kg



ASPIRATEUR A PEDALE ACP

- Bouteille capacité 1 lt en MAKROLON
- Double piège de sécurité
- Manomètre de contrôle 0-1000 mbar
- Vide max 600 mbar
- Débit 12 lt/min
- Dimensions 23x15x23 cm
- Poids 3,8 Kg

Livré avec sonde et tuyau d'aspiration

ESMU



ASPIRATEUR ELECTRIQUE ESMU S et P

- Structure en acier inox (S) et polycarbonate (P)
- Moteur sans maintenance auto lubrifiant
- Bouteille capacité 1 et 2 lt en MAKROLON
- Double piège de sécurité
- Manomètre de contrôle 0-1000 mbar
- Vide max 700 mbar
- Réglage du vide de 0 à 700 mbar
- Débit 30 lt/min
- Dimensions 20x32x26 cm
- Poids 4 Kg (S) et 3 kg (P) sans batterie
- fabriqué suivant normes CEI 62/5 et IEC 601

Livré avec

- sonde et tuyau d'aspiration
- manche STOP-VIDE

Disponible en 6 versions :

ESMU S- 220 et ESMU P- 220

Alimentation 220 V 50 Hz

ESMU S- 220B ESMU P- 220B

Alimentation 12 V pour véhicules de secours

ESMU S-T et ESMU P-T

Double alimentation secteur 220 V et batteries internes rechargeables, autonomie 2 H. Poids 7 kg.

DISTRIBUTED BY



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14002 Castelnuovo D.B.(AT) – I
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.4ci.com

