



AUTOCLAVE DE PAILLASSE **ES 16-25-40 EX**

Caractéristiques techniques :

- Fonctionnement semi-automatique
- autoclave de capacité 16-25 let 40 itres
- chambre interne inox dimensions
 - ES 16EX** diamètre 261 x prondeur 310 mm
 - ES 25EX** diamètre 261 x prondeur 470 mm
 - ES 40EX** diamètre 320 x prondeur 520 mm
- fonction séchage et ré-séchage
- cuve interne en acier inoxydable, avec 3 plateaux en acier inox
- température de stérilisation à 121 et à 134 °C (de 0 à 2,5 BAR)
- Charge manuel de l'eau, avec alarme bas niveau
- affichage analogique de la température, de la pression,
- LEDS signalisation des phases de stérilisation et des alarmes
- temps de stérilisation et température réglables
- arrêt automatique du cycle de stérilisation et de séchage
- sécurité à l'ouverture de la porte
- sécurité eau avec alarmes
- sécurité température et pression
- dimensions
 - ES 16 EX** 530 x 530 x 460 mm, poids 39 kg
 - ES 25 EX** 530 x 700 x 430 mm, poids 49 kg
 - ES 40 EX** 580 x 800 x 460 mm, poids 58 kg
- alimentation 220V – 50Hz
- puissance 1800 W / 2200W / 3100W
- livré avec tous les accessoires



IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT PROPOSE

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Marque : ESSE 3 | Modèle : ES .. EX |
| Type : | Pays d'origine : ITALIE |