



## AUTOCLAVE DE PAILLASSE **ES 16-25-40 HX**

### Caractéristiques techniques :

- autoclave de capacité 16-25 let 40 litres
- chambre interne inox dimensions
  - ES 16HX** diamètre 261 x profondeur 310 mm
  - ES 25HX** diamètre 261 x profondeur 470 mm
  - ES 40HX** diamètre 320 x profondeur 520 mm
- fonction séchage et ré-séchage
- cuve interne en acier inoxydable, avec 3 plateaux en acier inox
- température de stérilisation à 121 et à 134 °C ( de 0 à 2,5 BAR )
- Charge automatique de l'eau
- affichage analogique de la température, de la pression,
- LEDS signalisation des phases de stérilisation et des alarmes
- temps de stérilisation et température réglables
- arrêt automatique du cycle de stérilisation et de séchage
- Double blocage de la porte
- sécurité à l'ouverture de la porte
- sécurité eau avec alarmes
- sécurité température et pression
- dimensions
  - ES 16 HX** 530 x 530 x 460 mm, poids 39 kg
  - ES 25 HX** 530 x 700 x 430 mm, poids 49 kg
  - ES 40 HX** 580 x 800 x 460 mm, poids 58 kg
- alimentation 220V – 50Hz
- puissance 1800 W / 2200W / 3100W
- livré avec tous les accessoires



### IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT PROPOSE

Marque : <b>ESSE 3</b>	Modèle : <b>ES .. HX</b>
Type :	Pays d'origine : <b>ITALIE</b>