



AUTOCLAVE DE PAILLASSE **ES 16-25-40 NX**

Caractéristiques techniques :

- Autoclave en Classe B

- autoclave de capacité 16-25 et 40 litres, entièrement gérée par microprocesseur
- chambre interne inox dimensions
 - ES 16NX** diamètre 261 x profondeur 310 mm
 - ES 25NX** diamètre 261 x profondeur 470 mm
 - ES 40NX** diamètre 320 x profondeur 520 mm
- Fonctions de PRE et POST& VACUUM
- Fonction séchage et ré-séchage
- cuve interne en acier inoxydable, avec 3 plateaux en acier inox
- température de stérilisation à 121 et à 134 °C (de 0 à 2,5 BAR)
- Charge automatique de l'eau
- affichage digital de la température, de la pression, du temps de stérilisation, des alarmes
- temps de stérilisation et température réglables
- arrêt automatique du cycle de stérilisation et de séchage
- Double blocage de la porte
- sécurité à l'ouverture de la porte
- sécurité eau avec alarmes
- sécurité température et pression
- dimensions
 - ES 16 NX** 530 x 530 x 460 mm, poids 39 kg
 - ES 25 NX** 530 x 700 x 430 mm, poids 49 kg
 - ES 40 NX** 580 x 800 x 460 mm, poids 58 kg
- alimentation 220V – 50Hz
- puissance 1800 W / 2200W / 3100W
- livré avec tous les accessoires
- Sortie RS-232 pour Imprimante externe (en option)



IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT PROPOSÉ

Marque : ESSE 3	Modèle : ES .. NX
Type :	Pays d'origine : ITALIE