

# EST - 80

# UNIVERSAL HYDRAULIC OPERATING TABLE

## FEATURES:

1. SPECIAL DESIGN FOR MULTI-PORPOSE OPERATION.
2. TABLETOP ELEVATION IS CONTROLLED BY HYDARULIC SYSTEM.
3. TABLETOP CAN BE 360° ROTATION.
4. THE SIDE RAIL IS MADE BY STAINLESS STEEL 304.
5. BRAKE SYSTEM IS BY MANUAL, AND THE FOOT PEDAL IS OPTIONAL



## SPECIFICATION:

1. TABLETOP LENGTH.....190 CM
2. TABLETOP WIDTH.....50 CM
3. TABLETOP ELEVATION.....70-100 CM
4. LATERAL TILT.....25° / 25°
5. TRENDELENBURG / REVERSE.....25° / 30°
6. BACK SECTION UP / DOWN.....+ 80° / 0°
7. HEAD SECTION UP / DOWN.....+ 30° / -90°
8. LEG SECTION UP/ DOWN.....+ 20° / -90°

## STANDARD ACCESSORIES :

1. SCREEN FRAME .....1 SET
2. SHOUKDER SUPPORTER .....1 PAIR
3. BODY SUPPORTER .....1PAIR
4. ARM REST .....1 PAIR
5. KNEE CRUTCHES .....1 PAIR
6. KIDNEY ELEVATOR .....1 SET
7. MATTRESS .....1 SET

## OPTIONAL ACCESSORIES:

1. RESTRAIN STRAP .....PC
2. HAND GRIPS .....PAIR
3. U-SHAPE HEAD REST .....SET
4. RAISED ARMREST ..... SET
5. X-RAY RADIOGRAPH SHEET ...SET
6. CONTAMINATION BUCKET.....SET

## **TABLES D'OPERATION STANDARD EST 80**

- Base réalisé en acier réouvert inox, hydraulique pour chirurgie générale
- Pied de table de conception stable avec 4 roulettes permettant de déplacer et manœuvrer la table d'opération avec facilité.
- Blocage par pédale centrale
- Pied de table caréné en matériau composite robuste coloré dans la masse, laqué, résistant aux chocs à la rupture étaux désinfectant
- Pilier central cylindrique en acier inoxydable
- Le plateau est divisé en 5 parties : tête, dossier, plaque de siège et plaques jambières
- La table est munie de rail porte accessoires **10\*25 mm**
- Dimensions:
  - Longueur total **2000 mm** , largeur total **570 mm**
  - Longueur du plateau **1900 mm**, largeur du plateau **500 mm**
- hauteur réglable par pédale **710 à 1000 mm**
- Proclive/déclive **+25°/-30°**
- inclinaison latérale **+ 25°**
- Mouvements: Tête **+30°/-90°**
- plaques jambières: **+20°/-90°**
- dossier **-0°/+80°**



### **Accessoires:**

- jeu de matelas lavables et désinfectables
- arceau d'anesthésie standard
- paire d'appui-bras réglables
- Paire d'appuis latéraux
- Pair de porte jambe de Goëpel.
- Jeux de clamceaux de serrage radial



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14002 Castelnuovo D.B.(AT) – I  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)

