

# **EST - 90 UNIVERSAL HYDRAULIC OPERATING TABLE**

## **FEATURES:**

1. SPECIAL DESIGN FOR MULTI-PORPOSE OPERATION.
2. TABLETOP ELEVATION IS CONTROLLED BY HYDRAULIC SYSTEM.
3. TABLETOP CAN BE 360° ROTATION.
4. THE SIDE RAIL IS MADE BY STAINLESS STEEL 304.
5. ACCESSORIES AND CLAMP ARE MADE STAINLESS STEEL 304.
6. THE TABLE BASE IS COVERED BY STAINLESS STEEL 304.
7. WITH BUILT- IN KIDNEY OPERATION FUNCTION . DO NOT NEED KIDNEY ELEVATOR.
8. BRAKE FUNCTION IS BY FOOT PEDAL.



## **SPECIFICATION:**

1. TABLETOP LENGTH.....200 CM
2. TABLETOP WIDTH.....50 CM
3. TABLETOP ELEVATION.....68-100 CM
4. LATERAL TILT.....25° / 25°
5. TRENDLENBURG / REVERSE.....25° / 30°
6. BACK SECTION UP / DOWN.....+ 80° / 20°
7. HEAD SECTION UP / DOWN.....+ 30° / -90°
8. LEG SECTION UP/ DOWN.....+ 20° / -90°
9. SEAT SECTION UP / DOWN.....+ 20° / -20°

## **STANDARD ACCESSORIES :**

1. SCREEN FRAME .....1 SET
2. SHOULDER SUPPORTER .....1 PAIR
3. BODY SUPPORTER .....1PAIR
4. ARM REST .....1 PAIR
5. KNEE CRUTCHES .....1 PAIR
6. MATTRESS .....1 SET

## **OPTIONAL ACCESSORIES:**

1. RESTRAIN STRAP .....PC
2. HAND GRIPS .....PAIR
3. U-SHAPE HEAD REST .....SET
4. RAISED ARMREST ..... SET
5. X-RAY RADIOGRAPH SHEET ...SET
6. CONTAMINATION BUCKET ....SET

## TABLES D'OPERATION STANDARD **EST 90**

- Base réalisé en acier recouvert inox, hydraulique pour chirurgie générale
- Pied de table de conception stable avec 4 roulettes permettant de déplacer et manœuvrer la table d'opération avec facilité.
- Blocage par pédale centrale
- Pied de table caréné en matériau composite robuste coloré dans la masse, laqué, résistant aux chocs à la rupture étaux désinfectant
- Pilier central cylindrique en acier chromé nickel
- Le plateau est divisé en 5 parties : tête, dossier, plaque de siège et plaques jambières
- Section élévation rénale intégrée
- La table est munie de rail porte accessoires **10\*25 mm**
- Dimensions:
  - Longueur total **2150 mm** , largeur total **570 mm**
  - Longueur du plateau **2000 mm**, largeur du plateau **500 mm**
- hauteur réglable par pédale **680 à 1000 mm**
- Proclive/déclive **+25°/-30°**
- inclinaison latérale **+25°**
- Movements: Tête **+30°/-90°**
- plaques jambières: **+20°/-90°**
- dossier **-25°/+70°**
- siège : **+20°/-20%**



### **Accessoires:**

- jeu de matelas lavables et désinfectables
- arceau d'anesthésie standard
- appui – bras réglable par articulation à rotule en hauteur avec matelas
- Paire d'appuis latéraux
- Porte jambe de Goëpel.
- Jeux de clamseaux de serrage radial



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14002 Castelnuovo D.B.(AT) – I  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)

