



UNITES MOBILES HOSPITALIERES



Nous sommes ravis de vous présenter la nouvelle ligne des unités hospitalières mobiles entièrement fabriquée par **ESSE 3 MEDICAL EQUIPMENT**, ligne qui soutient et complète la gamme de nos produits traditionnels pour l'équipement complet d'hôpitaux, cliniques, centres de soins, laboratoires d'analyses.




Les images montrent l'**UNITE MOBILE RADIOLOGIQUE**, avec salle de diagnostic complètement plombée (pavement et parois), mais la ligne comprend aussi des unités mobiles pour cardiologie, ophtalmologie, mammographie, stomatologie, imagerie médicale (scanner TC et échographie) ainsi que unités opératoires avec stérilisation et REA pour l'intervention chirurgicale tout terrain.



En effet on pourra équiper les unités, dont la structure portante utilise conteneurs HC de 20 et 40 pieds, suivant les exigences des clients pour les personnaliser selon vos besoins.



Les parois d'isolation ainsi que le plafond et le pavement sont réalisées en matériel antitoxique et antifeu épais 4 cm qui garantit l'isolation thermique et acoustique des ambients internes (salles de diagnostic et d'exams) avec un standard de finition TOP niveau.



Les pavements sont traités avec résine vitrifiée spéciale, la même utilisée dans les salles opératoires et ambients hospitaliers en général, caractérisée par le facile nettoyage et désinfection.




L'implantation électrique, complètement à normes avec disjoncteurs de protection et lignes électriques séparées, assure l'illumination et l'alimentation des machines et des équipements insérés dans l'unité pour toute sécurité des opérateurs et des patients



Les unités peuvent être équipées avec groupe électrogène (couplé à un onduleur en fonction de groupe secours) pour les rendre autonomes du point de vue énergétique, de climatisation avec possibilité froid/chaud, de services hygiéniques et de tous les comforts typiques d'une structure hospitalière fixe de type traditionnelle.



Les unités sont équipées de rampe mobile , actionnée par vérin électrique , pour l'accès des chariots brancards et elles peuvent être interconnectées pour réaliser un centre mobile complet de poli-diagnostic et/ou un hôpital « tout terrain » à placer dans des zones rurales ou en cas de calamités naturelles ou de conflits



CE



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

