



ES8-\$) B

Fauteuil dentaire pliable



DENTAIRE



EG8!\$) 6

Fauteuil dentaire pliable



Cod. **ESD-05B**

- Structure en alliage d'aluminium à haute résistance, léger et stable.
- Pliable, pour économie d'espace et le transporter facilement.
- Confortable et sûr pour une charge max. de 200kg.
- Elle peut être utilisée comme fauteuil dentaire standard.
- Assise réglable en hauteur de 35 à 60 cm.
- Dimensions: 550x260x900mm.
- Poids: 7 kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

