



SONOTRAX

Doppler de poche à ultrasons



IMAGERIE



- Facile à utiliser
- Conception compact
- Sonde étanche interchangeable
- Enregistreur audio intégré
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Détection précise des FHR avec effet sonore à haute fidélité
- Il support des sondes imperméables à l'eau pour les deux usage obstétrical et vasculaire
- Modes de travail automatique, moyen et manuel
- Diverses solutions d'alimentation
- Arrêt automatique pour économiser de l'énergie
- Support 2MHz, 3MHz, 4MHz, 5MHz, 8MHz sonde étanche

Affichage: écran LCD 45x25 mm

Plage de fréquence cardiaque: 50-210 bpm

Résolution: 1 bpm

Fréquence d'échantillonnage audio: 4KHz/8KHz

Durée d'enregistrement: 480s / 240s

Puissance de sortie audio: 0,5 W

Arrêt automatique: 1 minute

Taille: 32x85x138mm D * W * H

Poids: 290gr avec une batterie

SonoTrax Lite&Vascular

Sondes étanches interchangeables, pile alcaline

SonoTrax Basic

Sondes étanches interchangeables, écran LCD, pile alcaline

SonoTrax Basic A

Sondes étanches interchangeables, écran LCD,rétro-éclairage, trois modes de fonctionnement, pile alcaline

SonoTrax Pro

Sondes étanches interchangeables, écran LCD,rétro-éclairage, trois modes de fonctionnement, enregistreur audio intégré, pile alcaline

SonoTrax II

Sondes étanches interchangeables, écran LCD,rétro-éclairage, trois modes de fonctionnement, batterie rechargeable Li-on

SonoTrax II Pro

Sondes étanches interchangeables, écran LCD,rétro-éclairage, trois modes de fonctionnement, enregistreur audio intégré, batterie rechargeable Li-on



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

