




# ESSEPHOR 08

Systeme d'electrophorese  
automatise



LABORATOIRE



# ESSEPHOR 08

Système d'Électrophorèse Automatisé



**Rapide  
Compact  
Silencieux et  
Facile à utiliser**

Cod. ESSEPHOR 08

## Caractéristiques techniques

<b>Type d'analyse</b>	Protéines, Hémoglobine, Lipoprotéines
<b>Support utilisé</b>	Acétate de cellulose supporté
<b>Capacité d'analyse</b>	8 échantillons
<b>Cadence de travail</b>	8 tests/30 min
<b>Lecture</b>	8 sources lumineuses indépendantes à LED verte 8 canaux indépendants d'acquisition avec mise à zéro automatique 8 capteurs optiques indépendants
<b>Linéarité</b>	De 0 à 2.5 di D.O.
<b>Alimentateur ETF</b>	Contrôle automatique et configurable, en tension ou en courant constante
<b>Chambre de migration</b>	Monobloc solide en plastique avec électrodes en titane avec durée de vie élevée
<b>Chambre de imbibition</b>	Gestion automatique du remplissage, du nivellement et du remplacement des fluides
<b>Chambre de coloration</b>	Gestion automatique du remplissage, du nivellement et du remplacement des fluides
<b>Chambre de décoloration</b>	Gestion automatique du remplissage, du nivellement et du remplacement des fluides
<b>Système hydraulique</b>	2 pompes péristaltiques anti-contamination et Valve électronique de multiplexage 4 en 1 avec tête en acier inoxydable
<b>Interface utilisateur</b>	Écran graphique à matrice de points de 240x128 avec rétro-éclairage bleu; Logiciel pour PC
<b>Interface de communication</b>	USB 2.0. Alimentation: 90~250Vac-50/60 Hz avec correction du facteur de puissance
<b>Dimensions</b>	37x36x36 cm (LxPxH) - Poids: 25 Kg
<b>Contrôle des pièces amovibles</b>	Capteurs optiques

## Caractéristiques du logiciel

<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft Windows XP et Microsoft-Windows7
<b>Interface utilisateur</b>	Clavier et mouse
<b>Traitement de la piste</b>	Reconnaissance automatique ou manuelle des minimas
<b>Gestion des méthodes</b>	Méthodes configurables dans le temps, dans la tension ou dans la courant



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

