



EG.66GJ % \$\$\$ /
EG.66GJ % \$\$\$

Hottes à flux laminaire vertical



LABORATOIRE



ES!66G!J % \$\$\$#% \$\$

Hottes à flux laminaire vertical




Écran LCD

Vitesse du flux d'air, minuterie UV, temps de travail UV, temps de travail du système, temps réel



Prise étanche

2 prises étanches dans le panneau latéral, pour utiliser des petits appareils dans la hotte




Lampe UV

Émission de 253,7nm pour une décontamination efficace




Robinet du gaz



Fenêtre latérale en verre

Les fenêtres latérales en verre transparent optimisent la lumière et la visibilité à

l'intérieur de la hotte, offrant un environnement de travail ouvert et lumineux.



Caractéristiques techniques:

Modèle	ES-BBS-V1300	ES-BBS-V1800
Taille externe (LxPxH)	1310x750x2000mm	1800x700x2010mm
Taille interne (LxPxH)	1200x645x610mm	1700x645x610mm
Hauteur de travail	720mm	720mm
Écran	écran LCD, avec l'affichage du débit de l'air et le temps réel	écran LCD, avec l'affichage du débit de l'air et le temps réel
Vitesse de l'air	Moyenne de 0,3~0,5m/s	Moyenne de 0,3~0,5m/s
Matériel	Corps principal: acier laminé à froid avec revêtement en poudre anti-bactéries Table de travail: acier inoxydable	Corps principal: acier laminé à froid avec revêtement en poudre anti-bactéries Table de travail: acier inoxydable
Pré-filtre	fibre de polyester, lavable	fibre de polyester, lavable
Filtre HEPA	99,999% d'efficacité à 0,3um	99,999% d'efficacité à 0,3um
Bruit	<60dB	<60dB
Fenêtre frontale	Motorisé. Fenêtres latérale et frontale: 5mm verre trempé, anti UV	Motorisé. Fenêtres latérale et frontale: 5mm verre trempé, anti UV
Ouverture max	520mm	520mm
Lampe fluorescente	28Wx1	36Wx1
Lampe UV	Emission de 253,7 nanomètres	Emission de 253,7 nanomètres
Consommation	400W	450W
Prises étanches	Deux, ≤500W de charge totale	Deux, ≤500W de charge totale
Roulettes	Roulettes universelles avec pieds réglables	Roulettes universelles avec pieds réglables
Alimentation	110/220V±10%; 60/50Hz	110/220V±10%; 60/50Hz
Accessoires Standard	Lampe fluorescente, lampe UV x2, support de base, robinet, prise étanche x2	Lampe fluorescente, lampe UV x2, support de base, robinet, prise étanche x2
Poids brut	170kg	255kg
Taille d'emballage (LxPxH)	1470x980x1570mm	1870x980x1570mm



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

