



# TABLETTES PC POUR MICROSCOPIE



Les nouveaux **MICROPAD-7** et **MICROPAD-10** sont des tablettes PC compacts et confortables de 7 et 10 pouces avec une caméra intégrée de 5 MP qui peut être connectée directement au microscope en utilisant l'adaptateur d'étape C à la troisième sortie du microscope. Plusieurs caractéristiques les rendent excellents pour l'enseignement scientifique.

**MICROPAD-7**





**MICROPAD-10**





Provider de solutions d'imagerie excellents



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cod.	MICROPAD-7	MICROPAD-10
Écran	ÉCRAN TACTILE LCD de 7" Rétroéclairé	ÉCRAN TACTILE LCD de 10" Multitouch
Résolution de l'affichage	1024x600	1024x768
Système d'exploitation	ANDROID 2.3	WINDOWS 7
CPU	A8 800Mhz	Intel ATOM N570 (1.66GHz)
Mémoire	RAM 512MB DDR2-400	2GB 1066MHz DDR3 SDRAM
Carte Graphique	UMA intégré 200MHz/DirectX9	UMA intégré 200MHz/DirectX9
Bluetooth	Supporté	Supporté
Sorties	Mini USB 2.0 Micro HDMI Micro SD carte SIM 3G Externe	USB 2.0 (X2) HDMI Micro SD carte SIM 3G Externe Interface externe LAN & VGA
Wi-Fi	transmission de données sans fil, WLAN 802.11b/g	transmission de données sans fil, WLAN 802.11b/g
Connexion Ethernet	/	Onboard 10/100 Mbps
Inclinaison du moniteur	Jusqu'à 90°	Jusqu'à 90°
Températures de fonctionnement	-10 ° à 35 ° C	-10 ° à 35 ° C
Alimentation	DC5V 250mA	DC100-240V AC 50/60Hz 19V/40W P.A.
Batterie	3300mAh Rechargeable - Durée 4 HEURES	3300mAh Rechargeable - Durée 4 HEURES
Caméra intégrée pour le Microscope	5 Megapixel	5 Megapixel
Capteur	CMOS 1/2.5"	CMOS 1/2.5"
Aperçu des images	résolution intégrale 30 FPS	résolution intégrale 30 FPS
Format vidéo	480P/15FPS	480P/15FPS
Résolution sélectionnable	2592x1944/1280x960/1024x768/640x640	2592x1944/1280x960/1024x768/640x640
Monture d'objectif	C-mount	C-mount
Software	LIVE	LIVE - MESURES - RAPPORT



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

