



## FICHE TECHNIQUE

**Model: CR 40-150**

# Plate-forme de pesage à cellule de charge



### Caractéristiques techniques:

Porté:	Kg	<b>150</b>
Sensibilité:	g	<b>5</b>
Linearité:	± g	<b>5</b>
Taille du plateau:	mm	<b>400x400</b>

### Caractéristiques techniques

- Plate-forme de pesage à cellule de charge
- Structure en acier peint
- Plateau en acier inoxydable
- Longueur du câble de raccordement à l'écran: 2,8 m
- Pieds réglables de mise à niveau



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)





**FICHE TECHNIQUE** 

**Model: H-KW**

**Ecran pour la plate-forme**



### Caractéristiques techniques

- Affichage sur écran LCD de 24mm avec rétro-éclairage
- Fonction de comptage des pièces.
- Unités sélectionnables: kg,g,oz, lb
- Indicateur de stabilité.
- Tare automatique.
- Interface RS 232 pour la connexion à les ordinateurs, les imprimantes ou les périphériques (en option)
- Alimenteur AC 9V/800mA
- Batterie interne rechargeable (fournie)
- Température de fonctionnement 0 - 40°C
- Poids net 2 kg



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

