



Ligne TFW-X

Balances à plate-forme

Balances industrielles électroniques, robuste avec une grande sensibilité. Idéal pour les applications des industries et de l'industrie céramique. Plateau rectangulaire de grandes dimensions. Simple et facile à utiliser.



BALANCES DE LABORATOIRE



Ligne TFW-X

Balances à plate-forme

Caractéristiques techniques:

- Ecran LCD avec rétro-éclairage.
- Cellule de mesure de précision de charge.
- Unités sélectionnables: Kg, g, oz, lb.
- Etalonnage externe.
- Fonction de comptage des pièces.
- Possibilité d'utiliser l'écran séparément.
- Interface de série RS232.
- Indicateur de stabilité.
- Alimentateur AC 12V/500mA.
- Batterie interne rechargeable 6V 4AH.
- Température de travail 0 - 40 °C.
- Bulles d'air et les pieds réglables.
- Poids net 25 kg.




Cod.	Capacité	Résolution	Linearité	Taille du panneau
TFWX 60	60 Kg	2 g	± 2 g	420X600 mm
TFWX 65	65 Kg	1 g	± 1 g	420X600 mm
TFWX 150	150 Kg	5 g	± 5 g	420X600 mm
TFWX 300	300 Kg	10 g	± 10 g	420X600 mm

Accessoires:

Cod.	Descr.
A1-0050	Alimentateur de remplacement de 12V/500 mA
A1-0055	batterie rechargeable de remplacement de 6V 4AH

Dimension (mm):



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

