



# Series TKW

Model: TKW 15S



## Specification:

Capacity:	Kg	15
Resolution:	g	0,1
Linearity:	± g	0,1
Resp. time:	Sec.	≤ 2
Pan size:	mm	225X300 mm

## Technical Specification

- Display LCD with backlight
- Precision scale load cell
- External calibration
- Automatic tare on completely capacity
- Parts counting
- Auto power OFF
- Serial interface RS232.(not included)
- Power supply AC 9V/800mA or alimentation with rechargeable battery
- Work temperature 0 - 40 °C
- Weigh-below hook for below-balance weighing applications (With-out hook)
- Air bubble and leveling feet
- Dimension: 320x340x125 mm
- Net weight: 5,1 kg

Balances is According to CEE 89/336



# ■ ■ Séries TKW

Modèle: TKW15S



## Spécifications:

Capacité:	Kg	15
Résolution	g	0,1
Linéarité	± g	0,1
Temps de réponse	Sec.	≤ 2
Dimensions du plateau	mm	225X300 mm

## Spécifications Techniques

- Ecran LCD avec rétro-éclairage
- Echelle de précision à cellule de charge
- Étalonnage externe
- Tare automatique sur toute la plage.
- Fonction de comptage des pièces.
- Arrêt automatique
- Interface série RS232.(non inclus)
- Puissance AC 9V/800mA ou alimentation avec la batterie rechargeable
- Température de travail 0-40°C
- Préparé pour le pesage inférieur (crochet non fourni)
- Bulle d'air et pieds réglables
- Dimensions: 320x340x125 mm
- Poids net: 5,1 kg

Balances is According to CEE 89/336



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

