



FICHE TECHNIQUE

Modèle: **Ligne 318xx**

Unité centrale modulaire de diagnostic 3,5V



....

Le centre de diagnostic s'adapte à tous les besoins et toutes les installations, extensible aussi bien à gauche qu'à droite. Le module de base est disponible avec une seule poignée et peut être combiné à 4 autres modules de poignée

- Éclairage au xénon ou à LED de 3,5 V permettant de recréer la lumière du jour
- Efficacité électronique optimale grâce à un interrupteur réglable
- Tension de sortie constante indépendante de l'alimentation secteur prolongeant la durée de vie utile des lampes et garantissant une intensité d'éclairage optimale
- Activation automatique des poignées lors de leur retrait ou de leur remise en place sur l'unité favorisant les économies d'énergie tout en prolongeant la durée de vie utile des lampes
- Poignées ergonomiques antidérapantes avec rhéostat: réglage de l'intensité de l'éclairage et activation/désactivation possible à partir de la poignée
- Cordon spiral extensible jusqu'à 3 m



Validation clinique.
Mémoire jusqu'à
12 prises de
température

Caractéristiques Techniques

UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE XÉNON

Cod. 31800 Centre de diagnostic 3,5-230 V - 50/60 Hz* - standard
(avec 2 têtes, 1 oto et 1 ophtalmo à poignée, un distributeur de spéculums auriculaires, une horloge)
* 120V - 50/60 Hz disponible sur demande

Cod. 31805 Centre de diagnostic 3,5-230 V - 50/60 Hz*
- grand modèle (31800 + sphygmomanomètre inclus)
* 120V - 50/60 Hz disponible sur demande

UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE - LED

Cod. 31801 Centre de diagnostic 3,5-230 V - 50/60 Hz* - standard
(avec 2 têtes, 1 oto et 1 ophtalmo à poignée, un distributeur de spéculums auriculaires, une horloge)
* 120V - 50/60 Hz disponible sur demande

Cod. 31806 Centre de diagnostic 3,5-230 V - 50/60 Hz* - grand modèle
(31801 + sphygmomanomètre inclus)
* 120V - 50/60 Hz disponible sur demande

MODULES ET TÊTES

- Cod. 31809** Centre de diagnostic de base à 1 poignée - 3,5 - 230V - 50/60 Hz
- Cod. 31810** Module d'extension 1 poignée
- Cod. 31811** Tête otoscope à F.O. L2 - LED 3,5 V
- Cod. 31812** Tête otoscope L1 - Xénon 3,5 V
- Cod. 31813** Tête ophtalmoscope L1 - Xénon 3,5 V
- Cod. 31814** Tête rétinoscope - Xénon 3,5 V
- Cod. 31815** Tête dermatoscope - LED 3,5 V
- Cod. 31817** Spéculum auriculaire L1, L2 autoclavable 134° C - Ø 2,5 mm - bte/10
- Cod. 31819** Spéculum auriculaire L1, L2 autoclavable 134° C - Ø 4 mm - bte/10
- Cod. 31820** Distributeur de spéc. auric. - spéc. non fournis
- Cod. 31822** Sphygmomanomètre avec support
- Cod. 31823** Thermomètre infrarouge avec 40 protecteurs de sonde
- Cod. 31824** Protecteurs de sonde pour 31823 - boîte de 100 - recharge
- Cod. 31825** Ampoule au xénon L1 pour otoscope de 3,5 V - recharge
- Cod. 31826** Ampoule au xénon L1/L2/L3 pour ophtalmoscope de 3,5 V - recharge



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

