



Ligne ESF9

Équipement d'urgence



PETIT MATERIEL



Ligne ESF9

Équipement d'urgence



Ballons manuels en silicone

100% sans latex. Complètement autoclavable. Fabriqué en silicone pur et résistant. Toutes les parties sont démontables pour faciliter le nettoyage ou la désinfection. Doté d'une valve de surpression pour réduire le risque d'une insufflation excessive des poumons. Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.



ESF9-0720S



ESF9-0721S



ESF9-0722S

Modèle	Couleur	Taille	Capacité
ESF9-0720S	Clair	Adulte	1600 ml
ESF9-0721S	Clair	Enfant	500 ml
ESF9-0722S	Clair	Nourrisson	280 ml

Masques autoclavables en silicone

Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation. Autoclavables

Modèle	Taille
ESF9-0701	0
ESF9-0702	1
ESF9-0703	2
ESF9-0704	3
ESF9-0705	4
ESF9-0706	5



ESF9-0701



ESF9-0702



ESF9-0703



ESF9-0704



ESF9-0705



ESF9-0706

Ballons manuels en silicone

100% sans latex. Complètement autoclavable. Fabriqué en silicone pur et résistant. Toutes les parties sont démontables pour faciliter le nettoyage ou la désinfection. Doté d'une valve de surpression pour réduire le risque d'une insufflation excessive des poumons. Cependant ce dispositif de valve peut être bloqué si on le désire.


ESF9-0730S

ESF9-0731S

ESF9-0732S

Modèle	Couleur	Taille	Capacité
ESF9-0730S	Noir	Adulte	1600 ml
ESF9-0731S	Noir	Enfant	500 ml
ESF9-0732S	Noir	Nourrisson	280 ml

Masques autoclavables en silicone de couleur noire

Les masques peuvent s'adapter à tout type de ballons de réanimation. Autoclavables

Modèle	Taille
ESF9-0707	0
ESF9-0708	1
ESF9-0709	2
ESF9-0710	3
ESF9-0711	4
ESF9-0712	5


ESF9-0707

ESF9-0708

ESF9-0709

ESF9-0710

ESF9-0711

ESF9-0712

Insufflateurs en silicone


ESF9-0720C5
Taille ADULTE

Avec masque en silicone taille 5 et réservoir. Autoclavable, sans latex


ESF9-0721C3
Taille ENFANT

Avec masque en silicone taille 3 et réservoir. Autoclavable, sans latex


ESF9-0722C1
Taille NOURRISSON

Avec masque en silicone taille 1 et réservoir. Autoclavable, sans latex



Sets de reanimation en silicone



ESF9-0720

Taille ADULTE

Ballon de réanimation 1600 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 3 et 5, 3 canules de Guédel de tailles 1/3/4 et un tuyau à oxygène. Latex free



ESF9-0721

Taille ENFANT

Ballon de réanimation 500 ml avec un réservoir à oxygène de 2600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 2 et 3, 3 canules de Guédel de tailles 0/2/4 et un tuyau à oxygène. Latex free



ESF9-0722

Taille NOURRISSON

Ballon de réanimation 280 ml avec un réservoir à oxygène de 600 ml, entièrement autoclavable. Livré avec deux masques tailles 0 et 1, 3 canules de Guédel de tailles 00/1/3 et un tuyau à oxygène. Latex free

Insufflateur en silicone avec trousse de transport

Comprenant: un ballon de réanimation avec réservoir à oxygène, un tuyau à oxygène et un masque adulte. Vendu dans un sac en nylon. Latex free



Modèle	Taille
ESF9-0726	Set pour adulte
ESF9-0727	Set pour enfant
ESF9-0728	Set pour nourrisson

Set de reanimation en silicone avec trousse de transport

Set de réanimation adulte avec : ballon de réanimation avec réservoir et masques de tailles 0/1/2/3/4/5 en silicone. Latex free



ESF9-1050

Insufflateurs en PVC à usage unique



ESF9-0734C5

Taille ADULTE

Avec masque usage unique taille 5 et réservoir.



ESF9-0735C3

Taille ENFANT

Avec masque usage unique taille 3 et réservoir.



ESF9-0736C1

Taille NOURRISSON

Avec masque usage unique taille 1 et réservoir.

Set de reanimation en PVC avec trousse de transport

Complet avec:
Insufflateur en PVC avec réservoir et masques à usage unique de tailles 3 et 4 en PVC ainsi que 6 canules de Guédel de tailles 00/0/1/2/3/4. Latex free.



ESF9-1071

Insufflateurs manuels à deux chambres

Ballon à deux chambres, autoclavable

Modèle	Taille
ESF9-2000R	Adulte sans masque 1500 ml
ESF9-2000M	Adulte avec masque 1500 ml
ESF9-2100R	Enfant sans masque 500 ml
ESF9-2100M	Enfant avec masque 500 ml





Masque avec coussinet de silicone

L'utilisation du masque avec coussinet de silicone est indiquée dans tous les cas de réanimations. Les tailles 2, 3, 4 et 5 sont équipées d'une connexion ISO 22mm. Les masques peuvent être lavés plusieurs fois en autoclave à 134 °C. Les conditions du patient peuvent être observées à travers le dôme transparent. Le niveau de pression du raccord flexible est réglable. Le dôme du masque est en poly sulfone. Le raccord et sa connexion du masque en gomme de silicone et le crochet en acier inoxydable

Modèle	Taille
ESF9-0772	connexion ISO 22 mm 2
ESF9-0773	connexion ISO 22 mm 3
ESF9-0774	connexion ISO 22 mm 4
ESF9-0775	connexion ISO 22 mm 5



ESF9-0772



ESF9-0773



ESF9-0774



ESF9-0775

Masque pour CPR

Masque CPR (masque de poche pour réanimation cardio-pulmonaire (masque CPR), breveté avec une voie et diaphragme directionnel, il empêche le retour de l'air ou des bactéries provenant du patient, au secouriste. Fabriqué en plastique transparent, conçu pour adulte et enfant. Bordure à insuffler souple. Le masque supporte bien les hautes températures. Le connecteur fourni (22 mm) peut être utilisé avec un insufflateur manuel. Le dôme en format de poche est flexible et pliable. Livré sous étui compact avec une notice d'utilisation



ESF9-0719

Ballon respiratoire

Ballon respiratoire en latex avec anneau de suspension, raccord 22 mm, antistatique, autoclavable 121°C

Modèle	Capacité
ESF9-0750	0,5 L
ESF9-0751	1 L
ESF9-0752	1,5 L
ESF9-0753	2 L
ESF9-0754	3 L
ESF9-0755	4 L
ESF9-0756	5 L
ESF9-0757	6 L



Masque d'anesthésie en caoutchouc

Masque d'anesthésie en caoutchouc, noir, bourrelet gonflable, avec fixe-masque, antistatique, autoclavable 121°

Modèle	Taille
ESF9-0760	0
ESF9-0761	1
ESF9-0762	2
ESF9-0763	3
ESF9-0764	4
ESF9-0765	5
ESF9-0766	6



ESF9-0760



ESF9-0761



ESF9-0762



ESF9-0763



ESF9-0764



ESF9-0765



ESF9-0766

Réservoir



072/RI4
Nourrisson



072/RA4
Adulte/Enfant

Trousses de transport



ESF9-0727
Avec zip, poignée et
fenêtre transparente
32x12x11h cm



ESF9-0729
En plastique vide
32,5x12x10,5h cm



Sac medical avec bouteille d'oxygene

Comprenant : 1 bouteille d'oxygène en acier 0,5L rechargeable avec manomètre et détendeur, 1 insufflateur en silicone autoclavable, 1 masque en silicone autoclavable, 3 canules de Guédel, 1 pince tire-langue et 1 ouvre bouche.
Taille : 50 x 23x 23 H cm



Modèle	Taille
ESF9-1012	Kit pour adulte
ESF9-1013	Kit pour pédiatrique
ESF9-1014	Kit pour néonatal

Sac medical

Comprenant : 1 insufflateur en silicone autoclavable, 1 masque en silicone autoclavable, 3 canules de Guédel, 1 pince tire-langue et 1 ouvre-bouche. Taille: 40x16x21 H cm



Modèle	Taille
ESF9-1018	Kit pour adulte
ESF9-1019	Kit pour pédiatrique
ESF9-1020	Kit pour néonatal

Set d'intubation pour adulte

Comprenant: 1 laryngoscope Mc-Intosh avec lames tailles 1/2/3, 1 pince de Magill, 1 pince de Péan, 1 paire de ciseaux, 5 tubes endotrachéaux, 1 mandrin pour tubes endotrachéaux, 3 canules de Guédel tailles 0/2/4, 1 ouvre-bouche, 1 rouleau de sparadrap, 5 cathéters d'aspiration CH14



ESF9-103050

Trousse d'intubation pour enfant

Comprenant : 1 laryngoscope Mc-Intosh (manche pédiatrique) et 2 lames tailles 0/1, 1 paire de ciseaux chirurgicaux droits mousse de 10,5 cm, pinces hémostatiques droits Rochester-Péan cm 14, 1 pince de Magill 17 cm, 1 ouvre bouche, 3 canules de Guédel tailles 0/1/2, 4 tubes endotrachéaux sans ballonnets tailles 2.5/3/3.5/4, mandrin, le rouleau de sparadrap, 5 cathéters d'aspiration CH 14



ESF9-103051

Mallette de reanimation

Mallette de réanimation en ABS, avec support de fixation, comprenant : 1 bouteille d'oxygène en acier 0,5 L rechargeable avec manomètre et détendeur, 1 insufflateur en silicone autoclavable, 3 masques en silicone autoclavables, 3 canules de Guédel, 1 pince tire-langue, 1 ouvre-bouche.
Taille 445x320x150 mm

Modèle	Taille
ESF9-1006	Set for adult
ESF9-1007	Set for child
ESF9-1008	Set for infant



Kit de reanimation

Mallette de réanimation en ABS, avec support de fixation, comprenant : 1 insufflateur en silicone avec réservoir à oxygène et tubulure, 2 masques en silicone, 3 canules de Guédel stériles, 1 ouvre-bouche, 1 pince tire-langue.
Taille 40x26x13 H cm

Modèle	Taille
ESF9-REA0720	Kit pour adulte
ESF9-REA0721	Kit pour pédiatrique
ESF9-REA0722	Kit pour néonatal



Valve anti-retour



072/PVW
60 cmH₂O
Pour ballon de réanimation adulte, autoclavable



072/PVWC
40 cmH₂O
Pour ballon de réanimation enfant, autoclavable



072/PVW.01
60 cmH₂O
Pour ballon de réanimation adulte, usage unique



072/PVWC.01
40 cmH₂O
Pour ballon de réanimation enfant, usage unique



Valves Peep et adaptateurs



072.P.10
VALVE PEEP
2-10 cmH₂O, ORANGE, 30M



072.P.20
VALVE PEEP
5-20 cmH₂O, BLEU, 30M



072.P.30
ADAPTATEUR VALVE PEEP
Autoclavable. 30M/22F

Ciseaux universels

Paire de ciseaux universels en acier inoxydable avec manche en plastique, autoclavable.



Modèle	Taille
ESF11-1257	15cm
ESF11-1258	18cm

Pince de Magill

En acier inoxydable



Modèle	Taille
ESF8-802	adulte 25 cm
ESF8-801	enfant 20 cm
ESF8-800	nourrisson 17 cm

Canule de Guédel

Dispositif destiné à maintenir les voies aériennes dégagées. En plastique, stériles à usage unique

Modèle	Taille	Modèle	Taille
072/G000	000	072/G3	3
072/G00	00	072/G4	4
072/G0	0	072/G5	5
072/G1	1	072/G	Set de 6 pcs
072/G2	2		00/0/1/2/3/4



Couverture de survie

Drap isolant 2 faces. Face argentée pour la protection contre la chaleur. Face dorée pour la protection contre le froid.

Taille: 150 x 220 cm



COP216

Ouvre-bouche et tire-langue



PRA067

Ouvre-bouche en plastique



PIN201

Pince tire-langue en plastique

Lampe diagnostique

Lampe diagnostique avec bouton-poussoir

Modèle	Taille
ESF8-80003	sans batteries
ESF8-80004	avec batteries AAA 1,5 V



Crayon magnétique oculaire

Petit instrument métallique servant au retrait des corps étrangers oculaires. Une extrémité comporte un aimant permettant le retrait des corps étrangers métalliques en évitant tout contact dangereux avec l'œil. L'autre présente une boucle en nylon non abrasive permettant d'ôter les corps étrangers non métalliques.



MAT022

Bouillotte et sac à glace



ESF15-9050

Bouillotte 2000 ml



ESF15-9051

Sac à glace 25cm



Garrot

En latex tubulaire, longueur 33 cm. Boîte de 200 pièces.



LAC001

Garrot


Garrot en coton avec fermeture en plastique



CIN002

Lames pour bistouri steriles

Lames en acier, jetables, stérilisés par un rayonnement ionisant, sous sachet aluminium individuel. Boîtes de 100 pièces.



BL10

BL11

BL12

BL15

BL20

BL21

BL22

BL23

BL24

Manche de bistouri

Acier inoxydable.



ESF8-161

Mesure N°3 pour lames 10/15



ESF8-162

Mesure N°4 pour lames 20/24

Sondes endo-tracheales



Modèle	Description
INT313990	Sans ballonnet taille 2.5
INT313992	Sans ballonnet taille 3.0
INT313994	Sans ballonnet taille 3.5
INT313996	Sans ballonnet taille 4.0
INT313998	Sans ballonnet taille 4.5

Modèle	Description
INT314000	Avec ballonnet taille 5.0
INT314002	Avec ballonnet taille 5.5
INT314004	Avec ballonnet taille 6.0
INT314006	Avec ballonnet taille 6.5
INT314008	Avec ballonnet taille 7.0
INT314010	Avec ballonnet taille 7.5
INT314012	Avec ballonnet taille 8.0
INT314014	Avec ballonnet taille 8.5

Styler d'intubation




INT314024

Masque Venturi

Avec 6 adaptateurs Venturi, tubulure à oxygène 2.10 m et tuyau annelé 15 cm

Modèle	Taille
ESF5-1710	Adulte
ESF5-1711	Pédiatrique





Masque à oxygène

Masque à oxygène avec tubulure 2.10 m


Modèle	Taille
ESF5-1041	Adulte
ESF5-1043	Pédiatrique
ESF5-1040	Adulte sans tubulure
ESF5-1042	Pédiatrique sans tubulure



Lunettes à oxygène

Avec tubulure 2,10 m, adulte

Modèle	Taille
ESF5-1012	Adulte
ESF5-1013	Pédiatrique



Masque à haute concentration

Masque à oxygène avec valve antiretour, réservoir, valves expiratoires et tubulure 2,10 m

Modèle	Taille
ESF5-1095	Adulte
ESF5-1096	Pédiatrique



Masque de nebulisation

Set de nébulisation avec masque, cuve et tubulure

Modèle	Taille
ESF5-5010	Set adulte
ESF5-5009	Set pédiatrique
ESF5-5011	Cuve
ESF5-5012	Masque adulte
ESF5-5013	Masque pédiatrique
ESF5-5015	Tubulure 2,10 m



Masque de nebulisation pour patients avec tracheotomie, adulte

Masque pour trachéostomie pour tuyau annelé Ø22 mm. Avec élastique et connecteur 360°



ESF5-5090

Bouteille portable pour oxygénothérapie

Les bouteilles pour oxygénothérapie sont conçues selon les normes F.U. en vigueur. En acier, avec vanne E2000 et connexion E17. Vendues vides et accompagnées d'un certificat d'essai. En Option: sac de protection

Modèle	Taille
ESF9-15029	0,5 L
ESF9-15031	1 L
ESF9-15032	2 L
ESF9-15033	3 L
ESF9-15035	5 L
ESF9-15037	7 L
ESF9-15038	10 L



Kit de réanimation

Livré avec :

- une bouteille à oxygène en acier (vide), rechargeable, 5L,
 - un réducteur avec débitmètre
 - un insufflateur en silicone noir
 - masque taille 3
 - tuyau pour oxygène
- Le tout monté sur chariot.

Modèle	Taille et poids
ESF9-3003	35x17x68H cm 11,5 kg





Réducteur de pression avec débitmètre 0-15l/min et humidificateur

Réducteur de pression à piston avec étalonnage fixe, équipé d'un humidificateur et d'un débitmètre. Débit 4 bar max. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar ; classe de précision 2,5. Raccord bouteille UNI4406. Raccord de sortie pour tuyau 6 mm de diamètre.



ESF9-12214

Réducteur de pression avec débitmètre 0-15l/min

Réducteur de pression à piston avec étalonnage fixe, équipé d'un débitmètre. Débit 4 bar max. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar ; classe de précision 2,5. Raccord bouteille UNI4406. Raccord sortie avec porte caoutchouc pour tuyau 6 mm de diamètre



ESF9-12215

Réducteur de pression avec débitmètre a sélecteur de débit

Réducteur avec soupape de sécurité. Contrôle du débit à la sortie réglable 0-12 L/min. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar ; classe de précision 2,5. Raccord bouteille UNI4406



ESF9-12201

Réducteur de pression

Réducteur de pression à commande par piston avec étalonnage fixe A appliquer à des bouteilles équipées d'une vanne à volant de réduction des gaz médicaux. Corps en laiton chromé avec soupape de sécurité. Débit : 6 L/min. Manomètre Ø 42, échelle 0-315 bar ; classe de précision 2,5. Raccord bouteille UNI4406. Raccord sortie avec porte-caoutchouc pour tuyau 6 mm de diamètre.



ESF9-12246



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

