



# ESK-A8w5y

Lit de réanimation



**MOBILIER MEDICAL**



## Lit électrique cinq fonctions

### Paramètres techniques:

- ▶ Taille extérieure (Lxlxh): 2170x1065x (435-725) mm
- ▶ Plate-forme de matelas: 1925x900mm
- ▶ Charge de travail sûre: 250 kg
- ▶ Réglage du dossier: 0-75 ° (± 10 °)
- ▶ Réglage du repose-genoux: 0-35 ° (± 10 °)
- ▶ Trendelenburg inversé: 0-12 °
- ▶ Trendelenburg: 0-12 °
- ▶ indicateur d'angle: 0-90 °

### Configuration technique:

- ▶ Moteur Linear: 4pcs
- ▶ 5" Double Side Secure® Castors, verrouillage central: 4pcs
- ▶ ABS Side Rail Extra Hauteur: 1set
- ▶ Extrémités de lit ABS avec verrouillage sécurisé: 1set
- ▶ Contrôleur manuel: 1set
- ▶ IV Pôles: 1set
- ▶ IV Pole Prevision: 4 pièces
- ▶ Crochet de drainage: 2 pièces
- ▶ Pédale de verrouillage centrale: 2 pièces

## Lit à trois articulations

Relève buste assiste par moteur électrique.

Relève jambes avec plicature genoux assisté par moteur électrique

Mouvement proclive/déclive assisté par vérin électrique

Réglage en hauteur par moteur électrique commande manuelle

Demi-barrière en ABS articulées et intégrées au lit.

Sommier en 3 sections grille rigide perforée pour la respiration

Tête et pied du lit escamotables compactés

2 douilles porte sérum à droite et à gauche du lit

Pare-chocs aux angles

Monté sur 4 roulettes pivotantes anti- statiques de diamètre 150 mm dont 2 avec freins



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3.dreamgest.com](http://www.esse3.dreamgest.com)

