

ES-S300



L'**ES-S300** est un modèle analogique de 300 W avec modes de coupe, coag et bipolaire de base, il peut effectuer la plupart des chirurgies au prix le plus bas

Référence rapide

Puissance - 300 W

Analogique


Non programmable

Domaine - chirurgies de base

Économie incroyable pour la fonctionnalité de base



	Puissance Max. (Watts)	Charge nominale (Ohms)
Corps	plastique	-
Fréquence opératoire	480 KHz	-
Coupe Pure	300 W	500
Coagulation	120 W	500
Bipolaire	80 W	500
Coagulation Macro Bipolaire	80 W	500
Dimensions (L x H x P)	12H x 33W x 36L cm	
Poids	3.0 Kg	
Tension d'entrée	170 à 260 VAC 50 Hz	



ACCESSOIRES STANDARD



Manche Jetable à Pen
avec Interrupteur
Manuel



pince bipolaire
autoclavable



plaque patient
en silicone



Manche avec
Electrodes
autoclavables



Pédale Monopolaire Double



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3.dreamgest.com

