



Ligne ESF5

Appareils à dépression
manuel & accessoires



BLOC OPERATOIRE



ESF5-09993 & ESF5-09994

APPAREILS À DÉPRESSION MANUEL



Cod. ESF5-09993

• APPAREIL À DÉPRESSION MANUEL

Dispositif manuel pour toutes les ventouses d'aspiration caractérisé par une pompe à seringue en acier chromé connectée à travers un tuyau en PVC à un bocal en polycarbonate autoclavable de 1L, monté entre une base en métal et un couvercle en polycarbonate complet avec jauge à vide. Fourni dans une boîte de transport pratique et facile à transporter.



Cod. ESF5-09994

• APPAREIL À DÉPRESSION MANUEL

Dispositif manuel pour toutes les ventouses d'aspiration caractérisé par une pompe à seringue en acier chromé connectée à travers un tuyau en PVC dans un bocal de 0,5L monté entre une base en métal et un couvercle complet avec jauge à vide. Fourni dans une boîte de transport pratique et facile à transporter.



ACCESSOIRES



Cod. **ESF5-20404** 40 mm \varnothing
Cod. **ESF5-20405** 50 mm \varnothing
Cod. **ESF5-20406** 60 mm \varnothing

- **Ventouse antérieure d'aspiration, en acier inoxydable.**



Cod. **ESF5-30700**

- **Poignée de traction, en acier inoxydable.**



Cod. **ESF5-10004** - 40 mm \varnothing
Cod. **ESF5-10005** - 50 mm \varnothing
Cod. **ESF5-10006** - 60 mm \varnothing

- **Ventouse d'aspiration, en acier inoxydable, avec poigné**



Cod. **ESF5-6000** - 50 mm \varnothing
Cod. **ESF5-6001** - 60 mm \varnothing
Cod. **ESF5-6002** - 70 mm \varnothing

- **Ventouse d'aspiration néonatale en silicone**
Disponible en 3 dimensions en silicone. La ventouse en silicone souple peut être insérée aisément. Les repères bleus ont été conçus pour en faciliter le positionnement. Poignée légère en polysulfone. Autoclavable à 134°.



ACCESSOIRES



- Cod. **ESF5-25006** 6 mm \varnothing
- Cod. **ESF5-25008** 8 mm \varnothing
- Cod. **ESF5-25010** 10 mm \varnothing
- Cod. **ESF5-25012** 12 mm \varnothing
- Cod. **ESF5-25014** 14 mm \varnothing

• Cannule d'aspiration, en acier inoxydable.

Cod. **ESF5-25015**

• Connecteur

Cod. **ESF5-2500**

• JEU D'ASPIRATION UTÉRINE

Comprenant 5 curettes en acier inoxydable avec manche pour le réglage de l'aspiration. Canules \varnothing mm. 6/8/10/12/14



- Cod. **ESF5-7030** 6 mm \varnothing , 27 cm length
- Cod. **ESF5-7031** 8 mm \varnothing , 27 cm length

• Cannule avec manche de Yankauer, en acier inoxydable.



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

