



ES-AUB Series

Autoclave de paillasse à vapeur



STERILIZATION



ES-AUB Series

Autoclave de paillasse à vapeur

Caractéristiques

- Écran LCD, classe B, 8 programmes, alimentation en eau automatique et système de vidange d'eau facile à utiliser.
- Vérification et surveillance complètes et automatiques du système de verrouillage de la porte et du fonctionnement par ordinateur
- Imprimante et USB à l'intérieur, notez le processus de stérilisation en détail
- Système de verrouillage de porte automatique et de sécurité
- Selon la norme Europe B, avec 3 fois le pré-vide
- Peut afficher la raison de l'échec sur l'écran LCD, pas besoin de vérifier l'enregistrement dans le menu de code
- Nouveau type de générateur de vapeur séparé
- Multi-langue pratique pour le dentiste.
- La température précise à la première décimale, la pression précise à la deuxième décimale.
- Classe B avec impression très détaillée peut faire l'enregistrement de la surveillance de la temp. et de la pression toutes les 6 secondes
- Système de verrouillage automatique des portes de sécurité.

Dispositifs de sécurité

- Contrôle de la surchauffe : lorsque la température intérieure est surchauffée, l'alimentation s'arrête automatiquement et le système d'alarme
- Contrôle de surpression : il dispose d'un système d'alarme en cas de surpression.
- Système de verrouillage de porte de sécurité
- Indicateur de niveau d'eau bas : il dispose d'un système d'alarme lorsque l'eau est basse

Spécifications

Modèle	ES-AU14B	ES-AU17B	ES-AU23B	ES-AU30B	ES-AU45B
Chambre mm (øxD)	250x280mm	250x380mm	250x490mm	250x600mm	316x620mm
Capacité de la chambre (litre)	14L	17L	23L	30L	45L
Dimensions totales (LxPxH)	48x48x42	48x53x42	48x69x42	80x48x42	78x55x55
Chauffage	37	41	50	55	110
Poids net (kgs)	45	50	60	65	130
Poids Brut (kgs)	68x60x50	73x60x50	87x60x50	96x57x50	92x71x71
Dimensions de l'emballage (cm)	AC220V±10%,50Hz±10%	AC220V±10%,50Hz±10%	AC220V±10%,50Hz ±10%	AC220V±10%,50Hz±10%	AC220V±10%, 50Hz±10%
Alimentation	1200W	1300W	1600W	2000W	3500W
Températures de stérilisation	121/134°C	121/134°C	121/134°C	121/134°C	121/134°C
Temps de stérilisation	Faire référence aux différents programmes				
Procédure de séchage	Séchage sous vide				
Construction	Acier inoxydable SUS#304				
Réservoir d'eau	Interne	Interne	Interne	Interne	2 réservoirs d'eau à l'intérieur
Conteneur d'instruments en acier inoxydable	2 plateaux	2 plateaux	2 plateaux	5 plateaux	3 plateaux



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

