



ES-AUN Series

Autoclave de paillasse à vapeur



STERILIZATION



ES-AUN Series

Autoclave de paillasse à vapeur



Caractéristiques

- * Système de verrouillage de porte automatique et de sécurité
- * Écran LCD, facile à utiliser
- * Techniques de compensation de la vapeur
- Affichage LCD. 2 programmes, facile à choisir, 121/134.
- Alimentation d'eau entièrement automatique, les excès d'eau et d'air doivent être évacués
- Affichage du motif d'échec sur l'écran LCD. Facile à corriger.
- Peut afficher la raison de l'échec sur l'écran LCD, il n'est pas nécessaire de vérifier l'enregistrement dans le menu du code.

Dispositifs de sécurité

- La machine a un système de verrouillage de porte de sécurité
- Contrôle de la surchauffe: lorsque la température intérieure est trop élevée, le courant sera coupé automatiquement et se demarrera le système d'alarme
- Contrôle de surpression: une alarme est annoncée lorsque la machine est en surpression
- Bas niveau d'eau détecté: l'alarme sera annoncée lorsque le niveau d'eau est bas

Spécifications

Modèle	ES-AU14N	ES-AU17N	ES-AU23N	ES-AU30N	ES-AU45N
Chambre (mm) (Φ×D)	250x280mm	250x380mm	250x490mm	250x600mm	350x650mm
Capacité de la chambre (litre)	14L	17L	23L	20m	45L
Taille totale (cm) (L×W×H)	48x48x42	48x53x42	48x69x42	80x48x42	90x60x55
Poids net (KGS)	31	34.5	41	53	65
Poids brut (KGS)	38	43	50	62	79
Taille d'emballage (cm)	68x60x50	73x60x50	87x60x50	96x57x50	110x71x71
Pouvoir	AC220V, 110V, 126V	AC220V, 110V, 126V	AC220V, 110V, 126V	AC230V, 50/60 Hz	AC220V±10 %, 50 Hz±10 %
Alimentation en chauffage	1200W	1200W	1500W	1500W	2000W
Stériliser la température	121/134°C	121/134°C	121/134°C	121/134°C	121/134°C
Temps de stérilisation	Veuillez vous référer à différents programmes	Veuillez vous référer à différents programmes	Veuillez vous référer à différents programmes	Veuillez vous référer à différents programmes	Veuillez vous référer à différents programmes
Procédure sèche	Séchage sous vide	Séchage sous vide	Séchage sous vide	Séchage sous vide	Séchage sous vide
Construction de stérilisateur	Acier inoxydable SUS 304	Acier inoxydable SUS 304	Acier inoxydable SUS 304	Acier inoxydable SUS 304	Acier inoxydable SUS 304
Réservoir d'eau					2 réservoirs d'eau à l'intérieur
Instrument en acier inoxydable contiennent	2 plateaux	2 plateaux	2 plateaux	1 porte-plateau, 5 plateaux maillés	3 plateaux



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

