



# AC-200 SERIES PORTABLE SUCTION UNIT

## FEATURES :

1. Whole A.B.S made outer shell with light weight, shiny appearance and easy maintenance.
2. Oil-less vacuum pump is the product with combination of technology, life and environmental protection. It is suitable for big hospitals, medium/small clinics, medical nursing & home care use.

## TECHNOLOGY :

1. This unit adopts **oil-less vacuum pump**, high technical design, whole aluminium alloy die casting body and various precision elements.
2. High running hardness, wear resistance non-pollution, long life and free from maintenance.

## STANDARD ACCESSORIES :

1. Suction tube (silicon)180cm ..... 1pc
2. Suction catheter ..... 1pc
3. Filter (big) ..... 2pcs
4. Foot switch ..... 1pc
5. Fuse ..... 2pcs

## AC-200 SPECIFICATIONS :

Voltage	AC 120V or 240V
Current	2.2A or 1.1A
Max. HP	200W 1/4HP
Vacuum pressure	0~800 mm/Hg
Vacuum flow	50 liter/min
Max. volume	2000c.c. (Standard type)
Safe device	Level float control
Foot control	ON for press, OFF for release
N.W.	12 KGS
Machine size	L54 x W26 x H35(cm)
Packing size	L62 x W32 x H44 (cm)
CE NO.	DF-506



**AC-201**



**AC-200**



**AC-203**

**AC-200 SERIES HAS**

**MANY DIFFERENT TYPES FOR**

**OPTION TO MEET YOUR NEED. PLEASE REFER THE FOLLOWING TABLE FOR YOUR CHOOSING.**

Model	Volume of suction bottle	Specification	Type
<b>AC-200</b>	2000c.c. x 1pc	Such as above	Portable type
<b>AC-201</b>	2000c.c. x 1pc	Handle & two moving wheels	Mobile type
<b>AC-202</b>	2000c.c. x 2pcs	Handle & two moving wheels	Mobile type
<b>AC-203</b>	3000c.c. x 2pcs	Handle & two moving wheels	Mobile type
<b>AC-204</b>	2000c.c. x 1pc	Using for gynecology	Standard type
<b>AC-205</b>	500c.c. x 1pc	Super vacuum	Standard type



# SERIE AC-200 ASPIRATEURS CHIRURGICAUX

## Caractéristiques :

1. Coque en A.B.S pour une facile maintenance et désinfection
2. Pompe sans huile de nouvelle technologie .

## TECHNOLOGIE :

1. La gamme AC emploie des pompes de vide sans huile , réalisés en alliage léger d'aluminium
2. Grande robustesse , aucune pollution environnementale , aucune maintenance requise .

## ACCESSOIRES STANDARD :

1. Tube d'aspiration (silicone)180cm ..... 1pc
2. Catheter d'aspiration ..... 1pc
3. Filtre air ..... 2pcs
4. Pédale de commande ..... 1pc
5. Fusible ..... 2pcs

## AC-200 SPECIFICATIONS :

Voltage	AC 120V or 240V
Curant	2.2A or 1.1A
HP Max.	200W 1/4HP
Vide max	0~720 mm/Hg
Débit vide	50 liter/min
Volume max	2000c.c. (Standard type)
Securité	Controle de niveau
Pédale	ON / OFF
Poids net	12 KGS
Dimensions	L54 x W26 x H35(cm)
Colisage	L62 x W32 x H44 (cm)
CE NO.	DF-506



AC-201



AC-200



AC-203

*La gamme AC-200 est disponible  
Dans différentes modèles*

Model	Volume of suction bottle	Specification	Type
<b>AC-200</b>	2000c.c. x 1pc	Voire specifications	Portable
<b>AC-201</b>	2000c.c. x 1pc	Manche + 2 roulettes	Mobile
<b>AC-202</b>	2000c.c. x 2pcs	Manche + 2 roulettes	Mobile type
<b>AC-203</b>	3000c.c. x 2pcs	Manche + 2 roulettes	Mobile type
<b>AC-204</b>	2000c.c. x 1pc	Pour gynécologie	Standard type
<b>AC-205</b>	500c.c. x 1pc	Super vide	Standard type



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

