



BLOOD DONATION CHAIRS

Chaises Donneur du Sang

ES-BDC



ES-BDC

Technical Characteristics

Chair dimension : 1650mm (curve length) x 560mm

Back section lift : 0 ~ 70°

Arm board swing out : 0 ~ 45°

Arm board height adjustment : 100mm

Leg section turn : 0 ~ - 60°

(Leg section and back section work as one unite)

Arm board dimension : 450 x 160mm



ES-BDC

Caractéristiques techniques

Dimension de la chaise : 1650mm x 560mm

Réglage inclinaison section arrière: 0 ~ 70°

Inclinaison bras oscillant: 0 ~ 45°

Réglage de la hauteur es appuie-bras : 100mm

Réglage hauteur de la section jambes: 0 ~ - 60°

(avec synchronisation mouvements section jambes/dos)

Dimensions appuie-bras : 450 x 160mm

ES-EBC



Colors
Available

Couleurs
Disponibles

ES-EBC

Main performance and features

Manual or Power controls and adjusts the rear support position and feet rest position, creates a secure and comfortable environment for blood donors.

Universal extension of the multimedia support, being equipped with separate bed sound, meets the viewing needs of lying posture and sleeping position.

The appearance, which is made of high-strength fiber material and poly-layer paint, is artistic, modern, durable and easy to clean.

Mattress using a high-quality medical polyurethane foam molding, is easy to clean and maintain.

Its anti-static and anti-fouling properties is superior to other similar products.

Is the optimal choice of the blood stations, centers and blood donation housing.

Supplied with

Hand operation, Handrails Rack, Multimedia support (With curved arms and straight bar optional), Small table, 2 Soft velvet cover

Optional

LED hose-type reading lamp

Moveable assistant desk

Seat section size	1900 x 580 (mm)
Seat section height	500mm
Backboard turning angle	20° ~ 70°
Chair backward and forward tilt angle	8° ~ 15°
Leg plate turning angle	20° ~ 75°
Handrail swing out angle	0° ~ 45°
Handrail's forward and backward moving distance	100mm
Handrail board size	460 x 160 (mm)
Safety Class	I B
Capacity lead	160kg
Chair Gross Weight	60kg

ES-EBC

Performances et caractéristiques principales

Contrôles manuels pour le réglage des sections dossier et repose-pieds, qui permettent un environnement sûr et confortable pour les donneurs de sang.

L'extension universelle du support multimédia s'adapte à positions assise et couchée du patient

L'aspect, qui est faite d'un matériau fibreux à haute résistance et poly-couche de peinture, est artistique, moderne, durable et facile à nettoyer. Le matelas, en utilisant une mousse de polyuréthane médical de haute qualité, est facile à nettoyer et à entretenir.

Ses propriétés antistatiques et anti-salissures le rendent supérieur aux autres produits similaires.

C'est le choix optimal pour les stations de prélèvement de sang, des laboratoires d'analyse, des centres de dialyse

Livrée avec :

Manivelle , appui-bras , sSupport multimédia (avec bras courbe et barre droite en option), petite table, 2 Revêtement en velours doux

Option :

Lampe de lecture à LED type flexible

Bureau d'assistant mobile

Dimensions de la section siège	1900 x 580 (mm)
Hauteur du plan de couchage	500mm
Angle de rotation dossier	20° ~ 70°
Angle d'inclinaison chaise en arrière et en avant	8° ~ 15°
Angle de rotation plateau des jambes	20° ~ 75°
Angle pivotant main courante	0° ~ 45°
Distance de déplacement en avant et en arrière main courante	100mm
Taille de la planche main courante	460 x 160 (mm)
Classe de sécurité	I B
Capacité de charge	160kg
Poids brut de la chaise	60kg



ESSE3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

