

# ES - ASPIRATEURS CHIRURGICAL



## ASPIRATEUR SUR CHARIOT ES 1

- Aspirateur électrique sur chariot mobile à une bouteille
- Structure en acier inoxydable
- Roulettes pivotantes antistatiques
- Moteur sans maintenance auto lubrifiant
- Bouteille en MAKROLON de capacité 4 , 3 et 2 lt
- ou bouteille en verre de capacité 5 lt
- Vide max 950 mbar
- réglage du vide 0-950 mbar
- débit max 70 lt/min (modele **ES/1S** : 110 lt/min)
- manomètre de contrôle 0-1000 mbar
- double piège de sécurité
- porte sonde
- fabriqué suivant normes CEI 62/5 et IEC 601
- Dimensions 50 x 35 x 125 cm , Poids 32 kg

Livré avec :

- tuyau et sonde d'aspiration
- manche STOP-VIDE
- pédale pneumatique étanche
- Option : **batterie interne rechargeable 12V**

### ES 1T : ASPIRATEUR DE PAILLASSE

Mêmes caractéristiques , mais sans roulettes

- Carrying bar
- Dimensions 65 x 35 x 95 cm , Poids 31 kg



## ASPIRATEUR SUR CHARIOT ES 2

- Aspirateur électrique sur chariot mobile à double bouteille
- Structure en acier inoxydable
- Roulettes pivotantes antistatiques
- Moteur sans maintenance auto lubrifiant
- Bouteille en MAKROLON de capacité 4 , 3 et 2 lt
- ou Bouteille en verre de capacité 5 lt
- Vide max 950 mbar
- réglage du vide 0-950 mbar
- débit max 70 lt/min (modele **ES/2S** : 110 lt/min)
- manomètre de contrôle 0-1000 mbar
- double piège de sécurité pour chaque bouteille
- porte sondes
- fabriqué suivant normes CEI 62/5 et IEC 601
- Dimensions 60 x 35 x 125 cm , Poids 40 kg

Livré avec :

- tuyaux et sondes d'aspiration
- manches STOP-VIDE
- pédale pneumatique étanche
- Option : **batterie interne rechargeable 12V**

DISTRIBUTED BY :

# ES 2T




## ES 2T - ASPIRATEUR SUR CHARIOT

- Aspirateur électrique sur chariot mobile à double bouteille
- Structure en acier inoxydable
- Roulettes pivotantes antistatiques
- Moteur sans maintenance auto lubrifiant
- Bouteille en MAKROLON de capacité 4 , 3 et 2 Lt
- Bouteille en verre de capacité 5 lt
- Vide max 950 mbar
- réglage du vide 0-950 mbar
- débit 70/90 lt/min
- manomètre de contrôle 0-1000 mbar
- double piège de sécurité
- porte sonde
- fabriqué suivant normes CEI 62/5 et IEC 601
- alimentation 220 V ( batterie interne rechargeable 12 V optionnelle)
- Dimensions 40x35x70 cm , Poids 10 kg
- Livré avec tous les accessoires et pédales pneumatiques étanches

### Option : ES 2T+220+BATT

Mêmes caractéristiques du précédent mais avec en plus une batterie interne , autonomie 2 Heures

# ES 3



## ES-3 ASPIRATEUR CHIRURGIEN / ANESTHESISTE

- Aspirateur électrique sur chariot mobile à triple bouteille
  - réglages indépendants :
    - 2 bouteilles aspiration chirurgicale
    - 1 bouteille aspiration anesthésiste
  - Structure en acier inoxydable
  - Roulettes pivotantes antistatiques
  - Moteur sans maintenance auto lubrifiant
  - Bouteilles en MAKROLON de capacité 3+3+1 Lt ( en option bouteille différentes capacités )
  - Vide max 950 mbar
  - réglage du vide 0-950 mbar
  - débit 90 lt/min
  - manomètre de contrôle 0-1000 mbar
  - double piège de sécurité pour chaque bouteille
  - porte sondes
  - fabriqué suivant normes CEI 62/5 et IEC 601
  - Dimensions 85x35x125 cm , Poids 57 kg
- Livré avec
- tuyaux et sondes d'aspiration
  - pédales pneumatiques étanches

DISTRIBUTED BY :



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14002 Castelnuovo D.B.(AT) - I  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.4ci.com](http://www.4ci.com)

