



## LETTINO TRASPORTABILE PER PRELIEVI DI SANGUE a cXY`c` 9 G! @



### CARATTERISTICHE

- **Telaio in tubolare di alluminio**
- **Molto stabile e comodo**
- **Di facile utilizzo per il paziente**
- **Differenti configurazioni disponibili**
- **Disponibili uno o due braccioli appoggia braccia**
- **Pistone a gas per facilitare la posizione di Trendelenburg**

# SPECIFICHE TECNICHE



DIMENSIONI	
SEDUTA	59x106x71 cm
SCHIENALE	59X80
LUNGHEZZA (TOTALMENTE ESTESO)	187cm
PESO	- STRUTTURA 7.8kg - CON RIVESTIMENTO IN PVC 9.42kg - CON MATERASSO LEGGERO 12.6kg - CON MATERASSO GROSSO 13.7kg
PORTATA	180 Kg
SPESSORE MATERASSO	1 cm o 3 cm
ALTEZZA BRACCIOLO	74 cm CIRCA
ALTEZZA SEDUTA	59cm davanti 49.5 dietro
DIMENSIONE COMPLETAMENTE CHIUSA PER TRASPORTO	cm 128x60x15



## ACCESSORI

Vassoi per strumenti

Sgabelli

Protezione piedi

Telo porta oggetti

Sacca di trasporto

Carrello di trasporto



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

