



# AUTOCLAVES HORIZONTALES SERIE TP

Les autoclaves horizontales de la série S-TP sont gérées par microprocesseur , avec

- un système de contrôle de la température très avancé
- un écran à touche LCD pour le contrôle et la présentation des données
- fonction de séchage (pré et post vacuum )
- grande capacité de charge ( disponibles chambres de 152 à 1187 lt dans les différentes versions )
- porte/s coulissante/s avec fermeture et ouverture automatiques
- facilité d'emploi
- robustesse et fiabilité de fonctionnement
- imprimante à papier thermique intégrée

Indiquées pour cliniques et laboratoires pour tous les besoins de stérilisation qui puissent se présenter : verrerie, liquides, instruments de chirurgie , déchets, tissus, caoutchouc , etc.  
La version standard est équipé avec porte coulissante



## SPECIFICATIONS

- 1 La série ES-TP est contrôlée par microprocesseur avec programmes pour le contrôle complet des phases du processus de stérilisation. L'utilisation est très facile grâce à l'écran LCD avec touches tactiles qui présente un menu très clair pour guider utilisateur dans les différentes phases de l'emploi et de la programmation
2. Le cycle de stérilisation progresse automatiquement par le système de contrôle à travers les différentes phases de travail
3. L'utilisateur dispose de 6 programmes , 5 de travail ( y compris le programme de stérilisation liquide ) et le programme du test d Bowie Dick
4. Plus 3 ouverts pour la programmation de cycles spéciaux
5. Fonction auto-diagnostique
6. Tous les éventuels erreurs sont codés
7. Indication lumineuse et sonore des phases et des erreurs
8. Indication du temps passé du démarrage du cycle de stérilisation
9. Sécurité ouverture porte ( portes) pendant le cycle de travail. En cas de double porte inter blocage d'une porte à l'ouverture de l'autre
10. Sécurité interdiction démarrage cycle en cas de fermeture porte défectueuse
11. Sécurité interdiction démarrage cycle de travail en cas de pression insuffisante
12. Avec fonctions pre vacuum et dry vacuum , par injection d'eau
13. Le grand diamètre des manomètres de contrôle assure un contrôle précis de paramètres de pression et température
14. Dispositif de séchage vide spécialement conçu pour assurer une parfaite fonction de séchage
15. Dispositif automatique de purge et piège à vapeur pour obtenir un effectif vapeur saturé
16. Filtre à air antibactérien pour prévenir contaminations de l'ambiant où se trouve la machine
17. Chambre réalisée en acier inoxydable de haute qualité SUS 304 avec surfaces polies pour un long service et facilité de nettoyage .

La structure à double couche avec fibres de verre garanti l'isolement ; la structure est recouverte d'acier inoxydable pour ne garantir la durée et le nettoyage

18. L'imprimante à papier thermique affiche pression, temps, température et éventuels messages d'alarmes



**SPECIFICATIONS (CHAMBRE CARREE):**

MODEL	<b>ES-S152TP</b>	<b>ES-S215TP</b>	<b>ES-S284TP</b>	<b>ES-S405TP</b>
DIMENSIONS CHAMBRE	66WX35HX66D CM	66WX35HX93D CM	66WX35HX123D CM	66WX66HX93D CM
CAPACITE' CHAMBRE	152 LITRES	215 LITRES	284 LITRES	405 LITRES
TEMPERATURE DE STERILISATION	121 C / 134 C	121 C / 134 C	121 C / 134 C	121 C / 134 C
TEMPERATURE MAX	141 C	141 C	141 C	141 C
FONCTION SECHAGE	OUI	OUI	OUI	OUI
VOLTAGE/PHASE	220 OR 380V/3PHASE	220 OR 380V/3PHASE	220 OR 380V/3PHASE	220 OR 380V/3PHASE
CONSOMMATION				
FREQUENCE	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ

MODEL	<b>ES-S536TP</b>	<b>ES-S666TP</b>	<b>ES-S936TP</b>	<b>ES-S1178TP</b>
DIMENSIONS CHAMBRE	66WX66HX123D CM	66WX66HX153D CM	66WX105HX135D CM	66WX105HX170D CM
CAPACITE' CHAMBRE	536 LITRES	666 LITRES	936 LITRES	1178 LITRES
TEMPERATURE DE STERILISATION	121 C / 134 C	121 C / 134 C	121 C / 134 C	121 C / 134 C
TEMPERATURE MAX	141 C	141 C	141 C	141 C
FONCTION SECHAGE	OUI	OUI	OUI	OUI
VOLTAGE/PHASE	220 OR 380V/3PHASE	220 OR 380V/3PHASE	220 OR 380V/3PHASE	220 OR 380V/3PHASE
CONSOMMATION				
FREQUENCE	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ

**DISPOSITIFS SECURITE**

PROTECTION SUR-TEMPERATURE	OUI	OUI	OUI	OUI
PROTECTION SUR-PRESSION	OUI	OUI	OUI	OUI
PROTECTION ELECTRIQUE " OVERLOAD "	OUI	OUI	OUI	OUI
PROTECTION NIVEAU D'EAU INSUFFISANT	OUI	OUI	OUI	OUI

**ACCESSOIRES STANDARD:**

1. IMPRIMANTE A PAPIER THERMIQUE INTEGREE x 1PC
2. DISPOSITIF REMPLISSAGE AUTOMATIQUE EAU .

**ACCESSOIRES OPTIONELS:**

1. PANIER STERILISATION 30X30X60 CM.
2. CHARIOT CHARGEMENT.
3. CHAMBRE EN ACIER INOX SS316
4. DOUBLE PORTE PASSANTE
5. PORTE COULISSANTE , OUVERURE MANUELLE
6. DOUBLE PORTE PASSANTE COULISSANTE. OUVERTURE MANUELLE



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

