



# AUTOCLAVES VERTICALES SERIE VP

Les autoclaves verticale de la série VP sont gérées par microprocesseur , avec

- un système de contrôle de la température avancé
- fonction de séchage (post) vacuum
- grande capacité de charge ( disponibles chambre de 50 , 72 ,94 et 110 LT)
- facilité d'emploi
- robustesse et fiabilité de fonctionnement

Indiquées pour cliniques et laboratoires pour tous les besoins de stérilisation qui puissent se présenter : verrerie, liquides, instruments de chirurgie , déchets, tissus, etc.

## Caractéristiques :

1. Contrôle automatique de la température
2. Affichage numérique sur écran LED de ta température et du temps
3. Avec ( en option ) fonction de séchage pré et post vacuum
4. Contrôle automatique du chauffage , de la stérilisation du fin du cycle et de la fonction de séchage
5. Possibilité de programmer facilement jusqu'à 6 programmes
6. Ecoulement automatique du temps seulement après avoir atteint à la température programme pour la sureté de complète stérilisation
7. Affichage lumineux et sonore du status de la phase de stérilisation , avec arrêt automatique du réchauffage
8. Le manomètre donne une lecture immédiate et précise de la pression de stérilisation de la chambre
9. La chambre et la porte sont réalisées en acier inoxydable de haute qualité SUS 304 ( 316 for option) avec surfaces polies pour la facilité de nettoyage et la durée illimitée
10. Affichage en temps réel de tous les paramètres pour un contrôle systématique des phases de stérilisation
11. Avec fonction AUTO-TEST et AUTO-DIAGNOSTIQUE avec codes d'erreur en cas de pannes ou mal-fonctionnements
12. Avec commande fonction liquide direct
13. Système de blocage du couvercle breveté
14. Aucune rotation du couvercle est requis pour l'ouverture pour éliminer les efforts de l'utilisateur



MODEL	ES-300VP	ES-350VP	ES-400VP	ES-401VP
DIMENSIONS EXTERNES	W490 x D480 x H1080 MM	W540 x D530 x H1130 MM	W600 x D600 x H1130 MM	W600 x D600 x H1290MM
DIAMETRE CHAMBRE	300MM	350MM	400MM	400MM
PROFONDEUR CHAMBRE	710MM	750MM	750MM	900MM
CAPACITE CHAMBRE	50 LITRES	75 LITRES	100 LITRES	125 LITRES
TEMPERATURE STERILISATION	121 C - 134 C	121 C - 134 C	121 C - 134 C	121 C - 134 C
MAX TEMPERATURE	140 C	140 C	140 C	140 C
FONCTION AUTO SECHAGE	YES(FOR OPTION)	YES(FOR OPTION)	YES(FOR OPTION)	YES(FOR OPTION)
SECHAGE PRE/POST VIDE	YES(FOR OPTION)	YES(FOR OPTION)	YES(FOR OPTION)	YES(FOR OPTION)
PUISSANCE ELECTRIQUE	2.5KW	2.5KW	4.0KW	4.0KW
VOLTAGE/FREQUENCE	230V/50-60HZ	230V/50-60HZ	230V/50-60HZ	230V/50-60HZ
<b>DISPOSITIFS SECURITE</b>				
AUTO BLOCAGE COUVERCLE avec PRESSION	YES	YES	YES	YES
PROTECTION OVER TEMPERATURE	YES	YES	YES	YES
PROTECTION OVER PRESSION	YES	YES	YES	YES
PROTECTION SURCHARGE ELECTRIQUE	YES	YES	YES	YES
DISPOSITIF EMERGENCE EXHAUST	YES	YES	YES	YES
ALARME EAU INSUFFISANTE	YES	YES	YES	YES
AVEC AFFICHAGE DES CODES D'ERREUR	YES	YES	YES	YES

## ACCESSOIRES:

1. Plateau inférieur x 1PC
2. Panier en acier inoxydable large x 2PC
3. Joint couvercle de rechange x 1 PC
4. Manuel emploi x 1PC

## DENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT PROPOSE

Marque : ESSE 3	Modèle : VP ....
Type :	Pays d'origine : ITALIE