

FICHE TECHNIQUE



INCUBATEUR NOUVEAUX NES : **ESB-300C (Standard)**

Spécifiques

1. Système de commande d'asservissement de température basé sur microprocessor
2. Fonctions alarmes : panne de courant; over température; écart de température; défaillance du capteur de température; panne de ventilateur;
3. Réglable en continu fonction HUMIDITE
4. Verrouillage du clavier pour empêcher toute modification accidentelles
5. Minuterie intégrée pour enregistrer le temps de traitement
6. Fonction protection capteur de température pour éviter surchauffes au cas de défaillance du détecteur température
7. Température de l'aire, température de la peau, minuterie, puissance thermique et humidité affichées séparément par LED
8. réglage de la température > 37 °C.
9. bouton silence/reset pour les alarmes
10. Dispositif push/pull, ce qui est pratique pour ajouter de l'eau et pour le nettoyage
11. Ventilateur à faible bruit et longue durée de vie
12. La déviation de température et la surchauffe pourraient être modifiées en face avant directement
13. Deuxième fonction de coupure thermique pour plus de sécurité
14. Réglage angle d'inclinaison du lit
15. Six fenêtre d'opération, possibilité de pivoter les deux côtés d'exploitation
16. Chauffage coupé automatiquement si la température de l'air à l'intérieur dépasse pas 40 °C
17. Cabinet avec trois tiroirs, roulettes de silence
18. Grande espace et cloche à double paroi

Configuration standard

Le corps principal (y compris le capot transparent, système de contrôle, lit bébé, conteneur de l'eau), un capteur de température de la peau, potence, plateau, matelas, tiroirs, roulettes

Pièces en option

photothérapie sur le fond et sur le haut, photothérapie sur les côtés; connecteur RS232 (485);pèse bébé; groupe UPS

Données techniques:

1. alimentation: AC 110/220V 60/50Hz
2. puissance \leq 420VA
3. Conditions opératives
Température ambiante: 20 °C ~ 30 °C
humidité relative: 30% ~ 75% RH
vitesse de l'air de l'environnement de flux: <0.3 m / s
4. Réglage de la température air : 25 °C ~ 38 °C
5. réglage de la température peau : 32 °C ~ 38.5 °C
6. précision du capteur de température peau : + / -0.3 °C
7. fluctuation Température : +0.5 °C
8. Uniformité de la température matelas: \leq 0.8 °C.
9. Temps pour mise en service: \leq 45 min
10. Niveau de bruit Interne: \leq 55dB
11. angle d'inclinaison lit Infant: \pm 10 °
12. Dimensions matelas: 65cm (L) x 37cm (W)
13. Capacité réservoir humidification: 1200 ml
14. Filtre air: 0.5um

Colisage:

Chaque unité est emballée dans deux caisses en bois
dimensions (unité de commande et le coffret): 123 x 69 x 106cm poids net : 85kg poids lourd : 125KG
Cloche: 97 x 62 x 68cm poids net : 15KG poids lourd.: 40KG

Transport et entreposage

Température Environnement: -10 °C - +70 °C
Humidité relative Environnement: \leq 80%
Pression atmosphérique: 500 ~ 1060



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

