

## FICHE TECHNIQUE



### INCUBATEUR NOUVEAUX NES **ESB-300S (Standard)**

#### Spécifiques

1. Système de commande d'asservissement de température basé sur microprocessor
2. Fonctions alarmes : panne de courant; over température; écart de température; défaillance du capteur de température; panne de ventilateur;
3. Réglable en continu fonction HUMIDITE
4. Verrouillage du clavier pour empêcher toute modification accidentelles
5. Minuterie intégrée pour enregistrer le temps de traitement
6. Fonction protection capteur de température pour éviter surchauffes an cas de défaillance du détecteur temperature
7. Température de l'aire, température de la peau, minuterie et puissance thermique affichées séparément par LED
8. réglage de la température > 37 °C.
9. bouton silence/reset pour les alarmes
10. Dispositif push/pull, ce qui est pratique pour ajouter de l'eau et pour le nettoyage
11. Ventilateur à faible bruit et longue durée de vie
12. La déviation de température et la surchauffe pourraient être modifiées en face avant directement
13. Deuxième fonction de coupure thermique pour plus de sécurité
14. Réglage angle d'inclinaison du lit
15. Six fenêtre d'opération, possibilité de pivoter les deux côtés d'exploitation
16. Chauffage coupé automatiquement si la température de l'air à l'intérieur dépasse pas 40 °C
17. Cabinet avec trois tiroirs, roulettes de silence
18. Grande espace et cloche à double paroi

#### Configuration standard

Le corps principal (y compris le capot transparent, système de contrôle, lit bébé, conteneur de l'eau), un capteur de température de la peau, potence, plateau, matelas, tiroirs roulettes

#### Pièces en option

photothérapie sur le fondet sur le haut, photothérapie sur les côtés; connecteur RS232 (485);;

#### Données techniques:

1. alimentation: AC 110/220V 60/50Hz
2. puissance ≤ 420VA
3. Conditions operatives  
Température ambiante: 20 °C ~ 30 °C  
humidité relative: 30% ~ 75% RH  
vitesse de l'air de l'environnement de flux: <0,3 m / s
4. réglage de la température air : 25 °C ~ 38 °C
5. réglage de la température peau : 32 °C ~ 38,5 °C
6. précision du capteur de température peau : + / -0.3 °C
7. fluctuation Température: +0,5 °C
8. Uniformité de la température matelas: ≤ 0,8 °C
9. Temps pour mise en service: ≤ 45 min
10. Niveau de bruit Interne: ≤ 55dB
11. angle d'inclinaison lit Infant: ±10 °
12. Dimensions matelas: 65cm (L) x 37cm (W)
13. Capacité reservoir humidification: 1200 ml
14. Filtre air: 0.5um

#### Colisage:

Chaque unité est emballée dans deux caisses en bois  
dimensions (unité de commande et le coffret): 123 × 69 × 106cm poids net : 85kg poids lourd : 125KG  
Cloche: 97 × 62 × 68cm poids net .: 15KG poids lourd.: 40KG

#### Transport et entreposage

Temperature Environnement: -10 °C - +70 °C  
Humidité relative Environnement: ≤ 80%  
Pression atmosphérique: 500 ~ 1060



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

