



# ESE-01

LAMPE MOBILE POUR EXAMENS ET OPERATOIRE

HAUTE INTENSITE DE LUMIERE FROIDE

LUMIERE NATURELLE DE JOUR

ILLUMINATION SANS OMBRES

1. FOCALISATION REGLABLE , DESIGN COMPACT , FONCTIONNEMENT FIABLE et PRECIS
2. CUPULE DIAMETRE 20CM , BASE TRES STABLE AVEC ROULETTES AVEC TRANSFO D'ALIMENTATION  
( La version ESE-01MB est equipée avec groupe UPS sur la base )
3. LE COUVERCLE DE LA CUPULE EST REALISEE EN PLASTIQUE THERMOFORMEE CAPABLE DE SUPPORTER TEMPERATURES JUSQU'A 180° GARANTISSANT AUSSI LA PARFAITE TRANSMISSION DE LA LUMIERE
4. DESIGN ET CONSTRUCTION QUI FACILITENT LE CHANGEMENT DE L'AMPOULE ET LE REGLAGE DE LA CUPULE EN HAUTEUR
5. AVEC REFLECTEUR DIAMETRE 145MM AVEC 21 COUCHES DE MATERIEL SPECIAL ANTI-CALORIQUE QUI ELIMINE LE 90% DES RADIATIONS INFRA-ROUGES
6. LE FILTRE SPECIALE OPTIQUE ELIMINE LE RESTE DES RADIATIONS CALORIQUES

- N. 1 lampe halogene 50W 24V G.6,35
- Consommation : 1 x 55W
- Durée de vie de lampe : 1.500 h.
- Lumière 55.000 lux à 4.200°K
- Profondeur de champs éclairé mm. 200
- Parabole en verre avec traitement anti-calorique
- Elevation :115-165 cm
- Couleur: blanc RAL 7035
- Normes: CEI 62-5, IEC 601-1
- Poids Kg. 30
- Tension alimentation : 110/220V -240V
- Transformateur : 110-230/24V. 50Hz. 60VA
- Sortie de securité: 24V
- Manche sterilisable: fourni en standard
- **OPTION** : Unité UPS , avec batterie rechargeable autonomie 2 H



DISTRIBUTEUR :



ESSE 3 Via Garibaldi 30  
14022Castelnuovo D.B. (AT)  
tel +39 011 99 27 706  
fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web : [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)



## FOR THE SPOT EXAMINATION AND OPERATION PROCEDURES

WITH HIGH INTENSITY

YELLOW BEAM

NATURE DAYLIGHT

ILLUMINATIONS

# ESE-01

1. WITH ILLUMINATION FOCUS CONTROL AND A COMPACT AND EASY DESIGN FOR MOVING
2. WITH A 20CM DIAMETER LAMP, STABLE BASE WITH CASTERS, AND A CONCEALED TRANSFORMER WITHIN THE BASE  
( The version **ESE-01MB** is equipped with UPS fixed on the base )
3. THE HEAD LAMP COVER IS MADE OF ENGINEERING PLASTIC WHICH COULD STAND THE TEMPERATURE TILL 180°C AND TRANSMIT THE PERFECT LIGHT STILL
4. THE CONSCISE DESIGN MAKES THE BULB REPLACEMENT AND HIGHT ADJUSTMENT VERY EASILY
5. WITH D 145MM REFLECTOR. WITH 21 LAYERS SPECIAL COATING WHICH ELIMINATES 90% RED-RAY (HOT-RAY)
6. THE OPTICAL FILTER GLASS FILTERED 90% THE REMAINING RED-RAY (HOT-RAY)
7. LONG LASTING USE WITH SPECIAL DESIGN OF STAINLESS STEEL ARM, EPOXY COATING BASE, AND ENGINEERING PLASTIC LAMP COVER

- N. 1 halogen bulb 50W 24V G.6,35
- Consumption: 1 x 55W
- Life of the bulbs: 1.500 h.
- Lux 55.000 at 4.200°K
- Light field size mm. 200
- Glass parabola heat absorbing treatment
- Elevation :115-165 cm
- Color: white RAL 7035
- Norms: CEI 62-5, IEC 601-1
- Weight: Kg. 30
- Input Current: 110/220V -240V
- Transformer: 110-230/24V. 50Hz. 60VA
- Output: 24V
- Sterilizable handle: Standard
- OPTION : UPS unit , rechargeable batteries, autonomy 2 H

