



ESX-60P

Unité dentaire portable
à rayons-X



DENTAIRE



ESX-60P

Unité dentaire portable à rayons-X



Cod. **ESX-60P**



- Appareil portatif dentaire à rayons-X est à haute fréquence.
- Dimension petite, léger et presque sans rayonnements.
- Écran LCD et excellente qualité d'image.
- Valise de transport, pour économiser plus d'espace.
- Boutons sur le panneau de contrôle.
- Batteries rechargeables et chargeur inclus.
- Unité adaptée principalement au pré-traitement par voie orale de l'apprentissage de la structure d'organisation interne, la profondeur des racines et ainsi de suite, il est indispensable à la vie quotidienne de l'équipement clinique, en particulier pour la chirurgie d'implant dentaire.
- Il peut être aussi relié à un capteur.

• **Caractéristiques techniques:**

Tension du tube	60kV
Tube de courant	1mA
Temps d'exposition	0,02 ~ 2
Fréquence	30kHz
Tube de mise au point	0,3 x 0,3
Distance de la peau au cône	130 mm
Batterie rechargeable	DC14.8V, 6400mA
Puissance nominale	60VA
Tension d'entrée du chargeur	AC100V-240V ±10%
Tension de sortie du chargeur	DC 16,8 V
Température ambiante	10-40 °C
Humidité relative	10%-75% RH
Poids net	2,5kg
Dimensions	138x165x185 mm
Dimensions d'emballage	220x240x275 mm



Panneau de contrôle



Valise de transport



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

