



EGL!- +&- # ' |

Mini agitateurs type Vortex Standard/Numériques



LABORATOIRE

ESX-9729/93x

Mini agitateurs type Vortex Standard/Numériques

Petit agitateur compact universel pour récipients de type tubes à essais et plaques de microtitration:

- Agitation continue, ou intermittente par simple pression (avec tête standard)
- 2 modes opératoires disponibles:

Mode A (mode sécurité avec détection de la tête).

La vitesse max de 3000 tr/min n'est atteinte que par pression (mode "touch").

En utilisant d'autres accessoires, la vitesse limite est de 1300 tr/min.

Mode B (sans détection de la tête).

Vitesse de 3000 tr/ min possible avec tous les accessoires.

- Stable sur toutes les plages de vitesse.
- Boîtier robuste, en fonte.

Le modèle numérique **ESX-9729/939** possède de plus une fonction minuteur / décompteur (1sec à 999min).

- La livraison de la version Standard **ESX-9729/938** comprend: Minishaker, tête standard, support universel, insert en mousse lisse pour plateau universel
- La livraison de la version Numérique **ESX-9729/939** comprend en plus: support pour microplaques, portoir en mousse pour 6 tubes à essais diamètre 12 mm.

Cod. ESX-9729/938	Version Standard, Mode continu et push
Cod. ESX-9729/939	Version Numérique Minuterie, mode continu et push



Cod. ESX-9729/938



Cod. ESX-9729/939

Caractéristiques techniques

Type de mouvement:	orbital
Orbite:	4,5 mm
Poids max d'agitation possible (dont accessoire)	0,5 kg
Puissance absorbée / débitée:	10 / 8 W
Affichage vitesse:	Echelle
Plage de vitesse:	0 à 3000 tr/min
Dimensions (l x p x h):	148 x 205 x 63 mm
Poids:	2,9 kg
Classe de protection conforme DIN EN 60529:	IP 21
Alimentation:	100-240V 50/60Hz
Conformité	DIN EN IEC 61010-1

Accessoires en option:



Cod. ESX-9729/942
Tête standard



Cod. ESX-9729/944
Support universel



Cod. ESX-9729/943
Support pour microplaques



Cod. ESX-6237/469
Support pour PCR



Cod. ESX-9729/945
Insert en mousse lisse pour plateau universel



Cod. ESX-9729/946
Portoir en mousse pour 14 tubes à essais diamètre 10 mm



Cod. ESX-9729/947
Portoir en mousse pour 6 tubes à essais diamètre 12 mm



Cod. ESX-9729/948
Portoir en mousse pour 4 tubes à essais diamètre 16 mm



Cod. ESX-9729/949
Portoir en mousse à perforer selon les besoins