



EVOSTYLE ^{NG}

DONNEES TECHNIQUES MODELE EVOSTYLE N.G.

- Classification:	Appareillage Electromédical de Classe I avec partie appliquée type B	
- Tête:	Monobloc monophasé autoredressant.	a) Toshiba D082B b) KL2-0.8-70G c) Toshiba DG-073B-AC
- Type:	70 kV	
- Puissance électrique nominale:	0,430 kW	
- Tension d' alimentation:	230V/240V (50Hz) monophasé	
- Absorption:	6 A	
- Tache focale:	0,8 mm (IEC 336)	
- Courant anodique:	8 mA	
- Filtration totale:	2 mm Al eq.	
- Distance feu peau:	20 cm	
- Ø du faisceau à l'extrémité de l'écarteur:	6 cm	
- Rapport temps émission/refroidissement:	1/30	
- Temps maximum d'émission:	2,00 s	
- Radiation dispersée:	< 0,25 mGy/h a 1 m du feu	
- Fonctionnement intermittent:	1s exposition / 30s repos	
- Logique de commande:	A homme mort	
- Résistance maximale apparente du réseau d' alimentation:	2 Ω	
- Produit courant/temps:	0,8 mAs	
- Fusible extérieur:	Rapide F 6,3 A	
- Fusible intérieur:	F 500 mA	
- Poids:	25 Kg	

AUTRES DONNEES

- Interrupteurs automatiques de courant maximum pour le réseau d' alimentation	Interrupteur de type magnétothermique de 10 A (CEI 23-3)
- Méthode de mesure de l'haute tension:	Méthode non invasive
- Méthode de mesure du courant dans le tuyau radiogène:	voir fig. 1
- Méthode de détermination du temps d' application de la charge:	méthode non invasive
- Filtre en aluminium d' interposition entre fenêtre rayons et cône collimateur	Al 1 mm (AIP99,9 UNI3567)

Classification

- Classification selon Directive 2007/47/EC	Classe I Ib
- Protection contre les dangers électriques:	Classe I
- Degré de protection contre les contacts directs et indirects:	Appareillage avec parties appliquées type B
- Degré de protection contre pénétration eau:	Appareillage commun IPX0
- Degré de sécurité d'emploi en présence de mélange anesthésique inflammable:	Appareillage non approprié à un emploi en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec air ou avec oxygène ou avec protoxyde d'azote
- Conditions d'emploi:	Appareillage pour fonctionnement continu avec charge intermittente
- Installation:	Permanente



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

