




MINIFOR 08


Systeme d'electrophorese
automatise



LABORATOIRE

MINIFOR 08

Systeme d'Électrophorèse Automatisé



**Rapide
Compact
Silencieux et
Facile à utiliser**

Cod. A=B=CF\$,

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|--|
| Type d'analyse | Protéines, Hémoglobine, Lipoprotéines |
| Support utilisé | Acétate de cellulose supporté |
| Capacité d'analyse | 8 échantillons |
| Cadence de travail | 8 tests/30 min |
| Lecture | 8 sources lumineuses indépendantes à LED verte 8 canaux indépendants d'acquisition avec mise à zéro automatique 8 capteurs optiques indépendants |
| Linéarité | De 0 à 2.5 di D.O. |
| Alimentateur ETF | Contrôle automatique et configurable, en tension ou en courant constante |
| Chambre de migration | Monobloc solide en plastique avec électrodes en titane avec durée de vie élevée |
| Chambre de imbibition | Gestion automatique du remplissage, du nivellement et du remplacement des fluides |
| Chambre de coloration | Gestion automatique du remplissage, du nivellement et du remplacement des fluides |
| Chambre de décoloration | Gestion automatique du remplissage, du nivellement et du remplacement des fluides |
| Système hydraulique | 2 pompes péristaltiques anti-contamination et Valve électronique de multiplexage 4 en 1 avec tête en acier inoxydable |
| Interface utilisateur | Écran graphique à matrice de points de 240x128 avec rétro-éclairage bleu; Logiciel pour PC |
| Interface de communication | USB 2.0. Alimentation: 90~250Vac-50/60 Hz avec correction du facteur de puissance |
| Dimensions | 37x36x36 cm (LxPxH) - Poids: 25 Kg |
| Contrôle des pièces amovibles | Capteurs optiques |
| Caractéristiques du logiciel | |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP et Microsoft-Windows7 |
| Interface utilisateur | Clavier et mouse |
| Traitement de la piste | Reconnaissance automatique ou manuelle des minimas |
| Gestion des méthodes | Méthodes configurables dans le temps, dans la tension ou dans la courant |



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
14022 Castelnuovo D.B. (AT)
Tel +39 011 99 27 706
Fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web: www.esse3-medical.com

