



# BESDATA

## Vidéo -Laryngoscope





- \*Opération à un seul bouton
- \*Mise hors tension automatique
- \*Technologie anti-buée intelligente
- \*Batterie de 250 minutes avec avis d'alarme de batterie faible à l'écran
- \*Sortie AV à connecter au moniteur pour une utilisation en formation



### Données Techniques

Poignée du vidéolaryngoscope : Taille 180x70x110mm  
Poids 180gr  
Angle de vision  $\geq 60^\circ$

Batterie : Batterie au lithium 3,7 V.  
Temps de décharge de la batterie > 1h  
Temps de charge > 300 fois  
Résolution  $\geq 3,72$  lp/mm

Moniteur : Source lumineuse LED haute intensité  
Écran LCD : **BESDATA 3** : 3" et **BESDATA 7** : 7" affichage couleur  
Resolution 1280x720px  
Caméra CMOS  
Angles de rotation du moniteur d'avant en arrière  $0^\circ \sim 130^\circ$   
Angles de rotation du moniteur à gauche et à droite  $0^\circ \sim 270^\circ$



### Poignée réutilisable pour vidéo-laryngoscope

**Matériau:** polycarbonate de qualité médicale anti-buée  
**Taille des lames:** MAC-Style 3 pour adulte/pédiatrique/nouveau-né



### Lames jetables pour vidéo-laryngoscope

**Material:** Anti-Fog medical grade polycarbonate  
**Blades size:** MAC-Style 1 size for Adult  
**Packaging:** Packaged sterile for single use



### Lames métalliques pour vidéolaryngoscope

**Matériel:** Acier inoxydable 316  
**Taille des lames :** Style D taille 1 adulte pour voies respiratoires difficiles



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30  
14022 Castelnuovo D.B. (AT)  
Tel +39 011 99 27 706  
Fax +39 011 99 27 506  
e-mail [esse3@chierinet.it](mailto:esse3@chierinet.it)  
web: [www.esse3-medical.com](http://www.esse3-medical.com)

