



NEGATOSCOPE PLATS **NH** SERIE



Mince et élégant (seulement 25 mm d'épaisseur !)

Une luminosité uniforme, luminance 2200-3800 cd / m² avec intensité variateur de lumière

Longue durée de vie de la lampe > 50000 heures avec la technologie EEFL (de fluor de l'électrode externe.).
Tension 230 V 50 Hz

MARQUAGE CE


Conforme aux normes suivantes:

EN 60601-1: 1990 + A3: 1996

EN60601-1-2 2001

93/42/CEE

- NH500** Modèle paroi horizontale, plage 37 x 42 cm
- NH510** Modèle paroi horizontale, plage 75 x 42 cm
- NH520** Modèle paroi horizontale, plage 110 x 42 cm
- NH530** Modèle paroi horizontale, plage 150 x 42 cm
- NH540** Modèle table horizontale, plage 37 x 42 cm



ESSE 3 Via Garibaldi 30
14022Castelnuovo D.B. (AT)
tel +39 011 99 27 706
fax +39 011 99 27 506
e-mail esse3@chierinet.it
web : www.esse3-medical.com

